

EXAM **V**ISION

Nyhet

Kepler Reflekt

Your vision is
our mission



Uhindret syn

Du trenger ikke å ta lupene av for å utføre andre oppgaver!


Overlegen ergonomi og perifert syn

Kepler Reflekt er den første prismetiske ergo-lupen fra ExamVision. Det slanke, sorte lupehuset er laget av slitesterkt, men lett magnesium og titan.

Unikt for det strømlinjeformede ergonomiske designet er det uovertrufne perifere synet som gir deg fullstendig oversikt over omgivelsene og lar deg fortsette ditt daglige arbeid uten å måtte ta av lupene.



Perifert syn oppnådd med Kepler Reflekt sammenlignet med konvensjonelle lupebriller.



Vi har snudd prismet

Dette lar deg se over okularet uten hindringer.

Linsetilpasning

Som med alle ExamVision lupur tilbyr vi de beste linsene som dekker alle behov.

Okularer i magnesium og titan

Robuste, men likevel lette i et ultrasmalt design som gjør dem enda lettere.

Justerbar fin-fokus

Er standard på ExamVision Kepler-lupur og gir deg et ekstra nivå av tilpasning ved at du kan justere fin-fokus på hvert øye.

4.0x forstørrelse

Egnet for langvarig bruk og komplekse behandlinger.

Naturlig og komfortabel ergonomi

Kepler Reflekt lar deg sitte med mindre vinkel på nakken enn konvensjonelle lupebriller. Dette gir mindre belastning på nakken.







Skann QR-koden
for mer informasjon



Your vision is
our mission

EXAMVISION

-  facebook.com/examvisiondk
-  instagram.com/examvision/
-  linkedin.com/company/examvision-aps
-  youtube.com/@examvisionchannel

www.examvision.com



Distribuert av

TECHNOMEDICS

Technomedics Norge
Gramveien 68
1832 ASKIM
Norge

post@technomedics.no
Tel. +47 69 88 79 20

www.technomedics.no