

EXAM VISION



Enestående egenskaper

Spesialbygde lupebriller
og LED-lys i dansk design



Dette er oss

Hos ExamVision kombinerer vi dansk design med både estetikk og funksjonalitet. Vi kommer fra Samsø, en liten dansk øy som er kjent over hele verden for sin fornybare energi.

Samøs fred og ro skaper det perfekte miljø for å tenke stort, bevare fokus og jobbe med alle detaljene.



reddot award
winner

Vi mener at forstørrelse og ergonomi går hånd i hånd

Vårt team av optometriste og høyt utdannede spesialister ønsker å hjelpe deg til å velge den forstørrelsen og det LED-lyset som er perfekt for deg. De vil lytte til dine behov og tilby deg optikk og lys som gir deg en optimal ergonomisk arbeidsstilling.

Prøv ExamVision lupebriller og få gratis råd og veiledning om syn, optikk, hygiene og ergonomi hos din ExamVision-forhandler.

Dette får du

Alle våre produkter er et resultat av en perfekt synergi mellom teknologi og håndverk. Hver eneste lupebrille er produsert etter individuelle mål. Brillene gjennomgår deretter en grundig kvalitetskontroll før de forlater fabrikken på Samsø.

- **Klart syn og god presisjon**
Vår optikk bidrar til å optimalisere synet ditt, noe som er avgjørende for å kunne utføre kvalitets- og presisjonsarbeid.
- **Arbeidsglede**
Arbeidsglede oppnås som et resultat av bedre behandlingsresultater, raskere arbeidsflyt og mer fornøyde pasienter som har fått en profesjonell behandling.
- **Ro i sinnet**
Det er fem års garanti på alle våre lupebriller, og du vil få god service og support fra våre forhandlere.
- **Langt og sunt arbeidsliv**
Skreddersydde lupebriller sikrer deg en god arbeidsstilling, og du kan unngå fremtidige muskulære problemer.
- **Design og funksjonalitet**
Fem ganger vinner av den internasjonale produkt-designprisen – Red Dot Design Award.
- **Skreddersydd**
Våre spesialister innen optikk og ergonomi hjelper deg til å finne en løsning som er 100 % skreddersydd for deg.

Ikke nøl med å kontakte din lokale ExamVision-forhandler for ytterligere informasjon og veiledning.

Håndlagde lupebriller

ExamVisions TTL (Through-The-Lens) lupebriller er produsert av de fineste kvalitetskomponenter og håndlaget nøyaktig etter dine behov.

Nøkkelegenskaper

- Optikk i verdensklasse med det beste innen antirefleks og beskyttende overflatebehandling.
- Akromatiske linser forhindrer fargespredning.
- Tilpasses ditt syn og din arbeidsstilling.
- Tilgjengelig med Prisma Lens System.
- Fullt justerbare, lette høykvalitetsrammer i karbonfiber og titan.
- Unikt dansk design.
- Tilpasset lupevinkel og arbeidsavstand gir optimal arbeidsstilling og ergonomi:
 - Kepler Advanced, Kepler Kompakt og Galilean har en vinkel på opptil 40° og en tilpasset arbeidsavstand på opptil 65 cm.
 - Kepler Reflekt (prismeluper) har en vinkel på opptil 55° og en arbeidsavstand på opptil 57 cm.

Syn og linser

ExamVision spesialiserer seg på optikk og optiske løsninger. Vi er stolte av å kunne tilby de mest tilpassede lupebrillene på markedet, bygget av de beste komponentene. Din lokale ExamVision-spesialist tar dine mål på klinikken din, deretter blir lupebrillen fremstilt etter dine individuelle mål av spesialister i Danmark.

Optikk i verdensklasse

- Mulighet for individuelle styrker i både bæreglassene og okularene gir den beste optiske løsningen for ditt syn.
- Hundre prosent tilpassede bæreglass: Vi tilbyr de mest avanserte monofokale og multifokale (progressive) bæreglass.
- Hi-Index glass (lettere, tynnere og mer robuste).
- Vision + Lens Protection (VLP) Leveres med antirefleksglass som fjerner 99 % av det skadelige UV-lyset. Gir også meget god beskyttelse mot riper.
- BlueLight Protection (BLP), som motvirker skadelig, blåfiolett lys, er tilgjengelig i både bæreglassene og okularene.

Ergonomi

God ergonomi er en forutsetning for å kunne ha et langt, godt og sunt arbeidsliv.

Ergonomi og sikkerhet

Ved å bruke forstørrelse oppnår du ikke bare en optimal ergonomisk arbeidsstilling, men du øker også markant sikkerhetsavstanden mellom ditt ansikt og din pasient. Lupebriller gir deg mulighet til å prestere profesjonelt uten å gå på kompromi med din egen kropp og beskyttelse.

Få gode ergonomiske råd

Våre forhandlere tilbyr deg gratis rådgivning når du velger ExamVision lupebriller. De kan gi deg råd som kan hjelpe deg til å arbeide på en måte som fremmer fysisk velvære og god kroppsholdning.

Prisma Lens System

Det unike Prisma Lens System gir deg mulighet til å sitte mer oppreist, slik at du oppnår en enda bedre arbeidsstilling. Prisma Lens System er valgfritt.

- Med Prisma Lens System
- Med lupebriller
- Uten lupebriller



ExamVision lupebriller



reddot winner 2019

Kepler Advanced

- Den eneste lupebrillen med 4 forstørrelser
- Finjustering av fokus
- Endre forstørrelse via det enkle Turn'N'Click-systemet
- Perfekt forstørrelse for alle krevende behandlinger
- Uovertruffen skarphet fra lav til høy forstørrelse
- Laget av titan og karbonfiberforsterket kompositt

4 forstørrelser i 1 lupebrille

3.6 4.5 5.5 6.4



reddot winner 2014

Kepler Kompakt

- Ultrakompakt, lett og med prisvinnende design
- Bredt synsfelt, krystallklart fra kant til kant
- PowerUp-system – gjør at du kan endre forstørrelse senere
- Låsbar finjustering av fokus
- Bevegelsesfriheten bevares takket være god dybdeskarphet

Tilgjengelige forstørrelser

3.5 4.6 5.7

Kepler Reflekt

- Magnesium og titan gir en robust og ultralett lupebrille
- Forbedret ergonomi takket være kraftig vinkel
- Bredt synsfelt, krystallklart fra kant til kant
- 4.0x forstørrelse, til heldagsbruk og til avanserte prosedyrer
- Justerbar finfokus for maksimal individuell tilpasning

Tilgjengelige forstørrelser

4.0



reddot winner 2024

Galilean HD

- Perfekt avbalansert og lett lupebrille med god komfort
- Maksimal dybdeskarphet og bredt synsfelt
- Meget bredt synsfelt gir veldig god bevegelsesfrihet
- Kompakt og minimal vekt – perfekt til heldagsbruk
- Titan-okularer fås i tre farger, som passer til fargen på rammen

Tilgjengelige forstørrelser

2.3 2.8 3.3 3.8



reddot winner 2010

ExamVision Total LED-lys

Å ha riktig lys på riktig sted er avgjørende både når det gjelder å se godt og å beskytte øynene dine mot gjenskinn og skadelig lys. Luper og lys utfyller hverandre, og det å velge riktig lys er nesten like viktig som å velge den optimale lupebrillen. Din ExamVision-forhandler vil veilede deg, slik at du får maksimalt utbytte av lupe-systemet ditt.



Total Intense

- Klart, naturlig hvit lys – 6500 Kelvin
- CRI over 70
- Lysintensitet > 25 700 lux ved 35 cm
- Lysfelt 70 mm ved 35 cm
- Tre innstillinger av lysstyrke
- Lampens vekt: 18 g

Total Pure

- Klart, naturlig hvit lys – 5000 Kelvin
- CRI over 90
- Lysintensitet > 11 700 lux ved 35 cm
- Lysfelt 70 mm ved 35 cm
- Tre innstillinger av lysstyrke
- Lampens vekt: 18 g

ExamVision Essential-serie

ExamVisions Essential-serie henvender seg spesielt til tannlegestudenter, tannpleiere og førstegangsbrukere av lupebriller. Med Essential oppnår du nesten samme høye standard for optikk, men med lettere og robuste materialer, som gir deg et godt lupesystem til en hyggeligere pris.

Galilean Essential

- Prisgunstig kvalitetslupebrille
- De korte og lette okularene er laget av Ingeo™ biopolymer

Tilgjengelige forstørrelser

2.5 3.0



Essential Nano

- 6500 Kelvin
- 24 700 lux ved 35 cm
- Lysfelt 80 mm ved 35 cm
- Tre innstillinger av lysstyrke
- Lampens vekt: 9 g

Essential Alpha

- 6300 Kelvin
- 14 000 lux ved 35 cm
- Lysfelt 85 mm ved 35 cm
- Trinnløs lysstyrke
- Lampens vekt: 11 g

Essential One

- 5750 Kelvin
- 14 000 lux ved 35 cm
- Lysfelt 65 mm ved 35 cm
- To innstillinger av lysstyrke
- Lampens vekt: 7 g / batteri 16 g

Ramme

Det er like viktig å velge riktige rammen som å velge den rett forstørrelsen. Med ExamVision får du et omfattende utvalg av farger og fasonger som gir komfort og funksjonalitet, men som også fremhever din personlige stil.

Alle ExamVision-rammene kommer med 5 års garanti.



Prøv vår 3D Loupe Creator og bygg din egen drømmelupe i fire enkle trinn.



Rammefarger



Innfatningsfarger



Curve

- Lett titan-ramme, 21,8 g*
- Tre rammefarger med 8 farger på innfatning gir 24 farge-muligheter



SPLASH rammefarger



Classic rammefarger



Panto

- Lett titanramme, 19,2 g*
- Fås i Classic og SPLASH farger



Farger på brillestenger



Carbon v2

- Fjærlett karbonramme med titanstenger, 19,3 g*
- Velg mellom 3 farger på brillestangens endegummi



Rammefarger



Essential Metro

- Nikkelfritt rustfritt stål, 27,9 g*
- Tidløst unisex-design



Rammefarger



Icon v2

- Lett titan-ramme, 24,4 g*
- Mulighet for å pynte med diamant, rubin eller safir



Galilean HD fargede okularer

- Kvalitets-okularer av titan som passer til alle ExamVision rammer
- Matte metalliske farger: Blue Slate, Rose Gold og Raw

* Rammevekten er i størrelse S og inkluderer brilleglass, neseputer og ende-gummi.



Technomedics Norge

Gramveien 68

1832 ASKIM - Norway

post@technomedics.no

Tel. +47 69 88 79 20

www.technomedics.no

Prøv vår 3D

Loupe Creator



Les mer om våre

forstørrelser



 facebook.com/examvisiondk

 instagram.com/examvision

 linkedin.com/company/examvision-aps

 youtube.com/@examvisionchannel

www.examvision.com/no/