



TECHNOMEDICS



AUGUST

2024



IVENEER®
INJECTABLE MATRIX SYSTEM



Iveneer

// Komposittfasetter

INSERT – INJECT – DONE

Skap gode, estetiske fasader anteriort raskt, enkelt og økonomisk lønnsomt.

Eksempler på indikasjoner:

- ◆ Skallfasetter
- ◆ Misfargede tenner
- ◆ Utilfredsstillende estetikk, men kjeveortopedi ikke indikert
- ◆ Tapptenner og tannslitasje

FC4505	Iveneer Starter set, 12 stk	tilbud 1190,-	veil. 1411,-
FC4501	Iveneer fullt kit, 64 stk ass.	tilbud 5205,-	veil. 6124,-
FB4251	G-ænial Universal Injectable A2, 1,7 g		695,-



Enamel HRi

// Fantastisk estetikk

Mikrohybrid med styrke som emalje

Dette er komposittet som oppfyller kravene både til et sterkt kompositt i posteriore fyllinger og til anteriore, hvor estetikken er viktig.

- ◆ Slitesterkt kompositt til alle fyllinger, posteriort og anteriort
- ◆ Suveren estetikk fordi det har samme lysbrytning som naturlig emalje
- ◆ Bedre resultat med færre farger

UD2	Kapsler eller sprøyter		1495,-
UD3	Kapsler eller sprøyter		1495,-
UE2	Kapsler eller sprøyter		2181,-
Pakketilbud	Kjøp alle tre til 25 % rabatt:	tilbud 3878,-	veil 5171,-



Se prisen:
869,-

Ceramic Tissue Trimmer

// Kan erstatte skalpell

- ◆ Roterende instrument som ofte kan erstatte elektrokirurgi og skalpell
- ◆ CTT gir ingen lukt, brenner ikke vevet og minimerer blødning
- ◆ God hemostase oppnås ved varmen som genereres

Brukes for eksempel ved gingival modellering, fjerning av slimhinnelapp, blottlegging av retinerte tenner, papillektomi og blottlegging av intraossøs implantatdel.

SK8800	Ceramic Tissue Trimmer CTT	tilbud 869,-	veil. 1327,-
--------	----------------------------	---------------------	--------------



Mectron Combi Touch

// Komplet airpolishing og ultralyd


Mectron Combi Touch er «alt-i-ett» maskinen du trenger. Her får du suveren kvalitet til en fornuftig pris. Komplet airpolishing – supra- og subgingivalt. Ultralydsdel med et imponerende utvalg spisser.

- ◆ Profylakse: misfarginger, belegg og biofilm
- ◆ Perio – scaling
- ◆ Endo: orto og retro
- ◆ Ekstraksjon: luksering

FO2360

Mectron Combi Touch

tilbud 76 900,- veil. 88 663,-



GTO

// Xenograft benestating

Fra en av Europas ledende i biomaterialer

- ◆ I hvert granul er kollagenet bevart – en nøkkel i nydannelse av benvev
- ◆ Ideell porøsitet bevart – rask tiltrekning av blodceller, rask tilheling
- ◆ Unike håndteringsegenskaper, «Sticky bone»
- ◆ Solid dokumentasjon med over 15 års klinisk forskning
- ◆ Ferdig mikset i en sprøyte, klar til bruk

FL7721

Osteobiol GTO bone mix 0,5 cc

tilbud 1550,-

veil. 1823,-

FL7724

Osteobiol GTO bone mix 2,0 cc

tilbud 3837,-

veil. 4515,-



MJK

// Skalpell

MJK-instrumentene kan med sitt unike design brukes ved alle typer kirurgi der tilgjengelighet og fleksibilitet er viktig. Passer i skaft til mikroskalpeller og/eller -speil.

- ◆ Økt tilgjengelighet
- ◆ Maksimal presisjon
- ◆ Perfekt vinkling

Pakkepris:
1490,-
Skaft + 1 pk
skalpeller

SK1702

Skaft 11 cm stål

883,-

SK1703

Skaft 14 cm stål

883,-

SK3620

BW001, 10 stk

815,-

SK3621

BW002, 10 stk

815,-

SK3622

BW003, 10 stk

815,-

SK3623

BW004, 10 stk

815,-



Rise Shaper – Finisher


// Virkelig 3D-rensing

Anatomisk utrensning

XP-endo Rise Shaper og Finisher er banebrytende filer som lar deg utføre en anatomisk (eller adaptiv) utrensning av kanalen. Disse filene tilpasser seg kanalen, ikke omvendt. Rise Shaper renser kanalen til minimum 30/.04, mens Finisher tar den avsluttende rengjøringen uten å avvirke dentin.

- ◆ **Shaper** • Rask utrensning med én fil
- ◆ **Finisher** • Visper kanalen ren med avsluttende irrigering
 - Renser ofte *bedre* enn ultralyd
 - Bør brukes som avsluttende fil uansett filsystem

FH8435	XP-Endo Rise Shaper, 25 mm, 6 stk.	tilbud 2090,-	veil. 2449,-
FH8440	Finisher 25/.00, 25 mm, 3 stk.	tilbud 1190,-	veil. 1382,-
Finnes i 21, 25 og 31 mm lengde.			



Race EVO

// Fantastiske roterende endofiler

Race Evolution

Race EVO tar roterende endo et viktig skritt videre.

En ny og unik varmebehandling gjør filene imponerende fleksible og motstandsdyktige mot brekkasje, langt mer enn noe annet Ni-Ti-system.

- ◆ Ekstremt fleksible og effektive
- ◆ Kan prekontureres for enklere tilgang til kanalen
- ◆ Enkel sekvens med få filer

FH8321	Race EVO .04-sekvens (15-25-30/.04) – 25 mm	tilbud 549,-	veil. 646,-
FH8341	Race EVO 15/04 - 25 mm – 6 stk.	tilbud 1098,-	veil. 1291,-
FH8346	Race EVO 25/04 - 25 mm – 6 stk.	tilbud 1098,-	veil. 1291,-
FH8351	Race EVO 30/04 - 25 mm – 6 stk.	tilbud 1098,-	veil. 1291,-
Finnes også i størrelse 40/04 og 50/04			

R-motion

// Trygg. Enkel. Minimal invasiv

Unik resiprokerende fil

R-motion er noe virkelig nytt innen resiprokerende endo. Innovativ utforming av filene og unik varmebehandling gjør R-motion langt bedre enn de resiprokerende systemene som har vært på markedet i mange år.

- ◆ Lavere taper (04) gir langt bedre fleksibilitet. Kan prekontureres
- ◆ Minimal invasiv som følge av lavere taper
- ◆ Bedre transport av dentin gir bedre irrigasjon
- ◆ Ekstremt «smooth» – opptil 42 % lavere screw-in-effekt

FH8651	R-motion 30 blå (30/.04), 25 mm, 3 stk	tilbud 692,-	veil. 868,-
FH8656	R-motion 40 sort (40/.04), 25 mm, 3 stk	tilbud 692,-	veil. 868,-
FH8661	R-Motion 50 gul (50/.04), 25 mm, 3 stk	tilbud 692,-	veil. 868,-



TotalFill

// Suveren BC-sealer



Biokeramisk sealer i en egen klasse

TotalFill BC sealer er en unik, patentert sealer av høyeste kvalitet. Femten år med studier og over 50 millioner kanaler gir deg den tryggheten du trenger.

- ◆ Meget hydrofil
- ◆ Krymper ikke ved herding
- ◆ Antibakteriell (pH +12) – holder høy pH mer enn dobbelt så lenge som andre biokeramiske sealere
- ◆ TotalFill BC-coatede points gir bedre binding til sealer

FH4510 TotalFill BC sealer 2 g m/15 appl. spisser

tilbud 2072,-

veil. 2590,-

Ai-Pex

// Apekslokator + pulpatester



Med Ai-Pex får du apekslokator og pulpatester i ett. Ai-Pex er mange spesialisters valg.

- ◆ **Nøyaktig apekslokator**
Automatisk kalibrering, nøyaktige målinger i våte og tørre kanaler
- ◆ **Nøyaktig pulpatester**
Nøyaktig måling av vitalitet.
Kommer med to vitalitetssonder (standard + under kronekanten)
- ◆ **Imponerende design**
Stor LCD-fargeskjerm. Kan roteres 360° og vinkles optimalt

FH7240 Ai-Pex apekslokator/pulpatester

tilbud 8990,-

veil. 11 677,-

Appelsinolje

// Løser opp guttaperka




Kan erstatte kloroform

Eugenate Desobturator – appelsinolje – kan erstatte kloroform under revisjon. Appliser en dråpe i kanalen vha. en pipette eller bomullspellet, og la den virke i et minutt før mekanisk utrensning.

På spørsmål om appelsinoljen kan erstatte kloroform, svarer endodontist Johan Ulstad: «Ja, mest sannsynlig kan den det. Den virker for meg vel så effektiv.» Andre tilbakemeldinger går på det samme – den er minst like effektiv som kloroform, men uten at den blir like «grøtete» i kanalen.

FH9140 Eugenate desobturator, 15 ml - appelsinolje for revisjon
FH9145 Endo plastic pipette, 0,3 ml, assortert (5 stk)

367,-
298,-



American Eagle

// Kombinert sonde/lommedybdemåler


Kombi-instrument laget spesielt for Norge

Sonder og lommedybdemålere fra American Eagle er av kvalitetsstål, og utformingen gir riktig god taktilitet.

Her har du et instrument med en meget nyttig kombinasjon! Spesielt laget for Norge: Sonde 9 kombinert med den bestselgende lommedybdemåleren 2-12 med markeringer hver andre millimeter.

Spar plass i kassetten med denne kombinasjonen.

LS1030-EX	Sonde 9/Lommedybdemåler 2-12B, resinskaft	tilbud 685,-	veil 802,-
-----------	---	---------------------	------------



Double Gracey XP

// To instrumenter dekker hele munnen

Double Gracey – Anterior

- ◆ Erstatter alle anteriore Gracey-curetter
- ◆ Erstatter alle universalcuretter

Double Gracey – Posterior

- ◆ Erstatter alle posteriore Gracey-curetter
- ◆ Gå fra mesiale til distale flater uten å måtte bytte eller snu instrumentet

CU6501-PX	Double Gracey anterior XP (lilla)	tilbud 1320,-	veil. 1501,-
CU6506-PX	Double Gracey posterior XP (gul)	tilbud 1320,-	veil. 1501,-
CU6511-PX	Double Gracey mini anterior XP (grønn)	tilbud 1320,-	veil. 1501,-
CU6516-PX	Double Gracey mini posterior XP (rød)	tilbud 1320,-	veil. 1501,-



Labrida BioClean®

// Implantat- og periobehandling

- ◆ Aerosolfritt
- ◆ Godkjent for både implantat- og periobehandling
- ◆ Forenkler og forbedrer vedlikehold av implantater
- ◆ Kommer til på vanskelig tilgjengelige steder uten å skade protetik, implantat eller bløtvev

«Jeg har brukt Labrida BioClean i mange år og er svært fornøyd. Børsten er enkel å bruke og er et veldig godt supplement til ordinære perio-instrumenter. Sammen gir dette utrolige gode kliniske resultater.»

– Odd Bjørn Lutnæs, spesialist i periodonti

FJ6701	Labrida BioClean børste – 5 stk.	tilbud 1722,-	veil. 2026,-
--------	----------------------------------	----------------------	--------------



Contact Pro

// Korrekte kontaktpunkter

- ◆ Det unike designet til Contact Pro sikrer ideelt utformede og plasserte kontaktpunkter. Contact Pro leveres som sett med to dobbeltsidige instrumenter, ett for molarer og ett for premolarer. Hvert av instrumentene har arbeidsdeler for kaviteter plassert henholdsvis mesialt og distalt.
- ◆ Laget i et lysledende materiale som leder lyset fra herdelampen ned i bunnen av kaviteten.
- ◆ Contact Pro kan autoklaveres.

KO9000	Contact Pro sett, 1 stk. molar og 1 stk. premolar	tilbud 2662,-	veil. 3132,-
KO9001	Contact Pro sett, 3 stk. premolar	tilbud 3853,-	veil. 4215,-
KO9002	Contact Pro sett, 3 stk. molar	tilbud 3853,-	veil. 4215,-



Tri Hawk

// Hardmetallbor

Hardmetallbor på rull

- ◆ Kutter alle typer metaller og emalje
- ◆ Kutter like godt vertikalt som horisontalt
- ◆ Boret har seks skjærende blader og kutter derfor jevnere og mer effektivt enn andre bor
- ◆ Boret transporterer ut materialet det kutter i

BHT137-012FG	Tri-Hawk Talon 12, 100 stk	tilbud 4773,-	veil. 5966,-
--------------	----------------------------	----------------------	--------------





Ease-it

// Komposittvarmer

- ◆ Reduserer komposittets viskositet og gjør materialet lettere å adaptere
- ◆ Minimerer faren for luftflommer i komposittet
- ◆ Selv «kornet» materiale blir glatt og plastisk
- ◆ Temperatur kan reguleres mellom 40–50 °C

FO1200	Ease-it varmer	tilbud 4990,-	veil. 5931,-
FO1203	Ease-it sprøyte/tipholder til komposittvarmer	tilbud 1790,-	veil. 2055,-



Bli med på arbeidskurs i unike lokaler hos Colosseum Academy!



Elisabeth Samuelsen: arbeidskurs i endodonti

Nye materialer og maskinelle filer forenkler endobehandlingen. Bli med på arbeidskurs på Colosseum Academy med endospesialist Elisabeth Samuelsen!



Hanne Kleven Ingstad: arbeidskurs i kirurgiske ekstraksjoner

Utvid ditt kompetanseområde innen ekstraksjon av visdomstenner på Colosseum Academy med oralkirurg Hanne Kleven Ingstad som kursholder.



Kunne du tenke deg å delta på kurs på Colosseum Academy?



Skann QR-koden til venstre med mobilen og meld deg på.

