



TECHNOMEDICS



OKTOBER

2024



Willospon®

// Hemostase ved kirurgi

Sjekk
prisen!

Willospon Dental

Willospon® er en steril, resorberbar gelatinsvamp med meget gode hemostatiske egenskaper. Den kan brukes ved alle kirurgiske prosedyrer og ved sårheling.

- ◆ Fullstendig resorbert etter 3-4 uker
- ◆ pH nøytral
- ◆ Svampen kan enkelt kuttes etter blødningsområdet og legges direkte på såret
- ◆ Plasseres som den er eller fuktet
- ◆ For Willospon plasseres, bør arbeidsfeltet skylles godt, dødt og infisert vev fjernes
- ◆ Willospon er non-toxic kan brukes i kombinasjon med antibiotika, kjemoterapeutiske midler eller trombin uten at de hemostatiske egenskapene påvirkes

Willospon Special


Siden Willospon-svampen er forhåndssterilisert med gammastråler, skal den ikke re-steriliseres. Produktet har en holdbarhet på fem år. Slutemballasjen er dobbelpakket for å sikre sterilitet på operasjonsstuen og er klar til bruk av kirurgen. Kollagenet hentes fra gris.

Will Pharma

Will Pharma har levert medisinske produkter av høy kvalitet i 100 år. Den 1. mars 1924 grunnla Ludwig Frederich Will et farmasøytisk selskap i Amsterdam, og hans ambisjon om å forbedre pasientens velvære har siden gått videre fra generasjon til generasjon.

FL7335	Willospon Dental 50 stk. (1x1x1 cm)	tilbud 498,-	veil. 598,-
FL7339	Willospon Special 20 stk. (8x5x0,1cm)	tilbud 1395,-	veil. 1595,-

[TRYKK HER FOR Å LESE MER OG BESTILLE!](#)



Cytoplast™

// Utilstrekkelig primær lukking

«I always know, in advance, the results of my bone grafting when I use Cytoplast™ TXT-200 as a membrane. Why bother with other membranes?»

– Mark Cohen,
DDS, Periodontist



Skann QR-koden med mobilen for mer informasjon, tips og publiserte studier

Et eksempel:

Direkteinnsetting av implantat planlegges grunnet krone-rot-fraktur.

- ◆ Sentralen ekstraheres.
- ◆ Implantat med graftingmateriale rundt er plassert. En Cytoplast TXT-200 membran er plassert palatinalt subperiostalt.
- ◆ Membranen plasseres under den faciale lappen og den interdental papillen.
- ◆ Det er viktig å holde kanten av membran minimum 1,0 mm unna tilstøtende tannrotter.
- ◆ Suturer for å stabilisere membran ytterligere. Det er ikke nødvendig med primær lukking, membran er med overlegg eksponert.
- ◆ Etter tre uker fjernes den eksponerte membran med en pinsett. Anestesi er ikke nødvendig.
- ◆ Tre uker etter membran fjerning har keratinisert mucosa blitt dannet over ekstraksjonsområdet.

PTFE-membran – tilheling uten primær lukking og forutsigbar estetikk

Primær lukking er ansett som et sentralt prinsipp for vellykket tilheling av ekstraksjonsalveoler.

Cytoplast-teknikken

Med Cytoplast-teknikken har tusenvis av kirurger verden over lært en forutsigbar teknikk ved ekstraksjon uten primær lukking og med forbedret estetikk.

- ◆ De tette PTFE-membranene tåler å være eksponert
- ◆ De bevarer det keratiniserte vevet
- ◆ Man unngår infeksjon

FL7690	Cytoplast membran TXT-200 12x24 mm, 10 stk.	tilbud 7230,-	veil. 8507,-
FL7691	Cytoplast membran TXT-200 12x24 mm, 1 stk.	tilbud 969,-	veil. 1140,-
FL7692	Cytoplast membran TXT-200 25x30 mm, 1 stk.	tilbud 1474,-	veil. 1734,-

TRYKK HER FOR Å LESE MER OG BESTILLE!



EN14476
VIRUS TESTED

100%
ALCOHOL
FREE

CONTACT
60 SEC

APPLE
AROMA

18gsm
EVERYDAY
WIPE

200
LARGE
WIPES

Bossklein

// Alkoholfri overflatedesinfeksjon

MICROBIOLOGICAL EFFICACY

MICROORGANISM	CONTACT TIME
Bactericidal	60 sec
BS EN 16615:2015	
BS EN 13727:2012 + A2:2015	
Pseudomonas aeruginosa	60 sec
Staphylococcus aureus	60 sec
Enterococcus hirae	60 sec
Yeasticidal	60 sec
BS EN 16615:2015	
BS EN 13624:2013	
Candida albicans	60 sec
Enveloped viruses	60 sec
BS EN 14476:2013 + A2:2019	
Vaccinia virus	60 sec
Hepatitis B virus (HBV)	60 sec
Hepatitis C virus (HCV)	60 sec
Hepatitis Delta virus (HDV)	60 sec
HIV	60 sec
Influenza virus	60 sec
Coronavirus	60 sec
Herpesviridae	60 sec
Filoviridae (Ebola)	60 sec
Rubella virus	60 sec
Rabies virus	60 sec
Measles virus	60 sec
Poxviridae	60 sec

Overflatedesinfeksjon for lupebriller etc.

Denne splitter nye alkohol frie ZERO-formelen er ideell å bruke på overflater som er følsomme for alkohol: Lupebriller, touch-screen, plastoverflater på ulike apparater, ja de fleste ikke-porøse, avtørkbare overflater – inkludert tannlegestoler. Bossklein er et svært effektivt rengjøringsmiddel og desinfeksjonsmiddel. Designet primært for tannleger og medisinsk sektor. Tidligere leverte vi disse klutene under navnet **ExamVision desinfeksjonskluter**, men tar de nå rett fra produsenten.

- ◆ Kontakttid 60 sekunder
- ◆ 2-i-1 – rengjør og desinfiserer
- ◆ Trygg å bruke på sensitive overflater som lupebriller, apparater i plast (endomotorer, apekslokatorer etc.), telefoner osv.
- ◆ Består av moderne, sikrere og grønnere kjemiske komponenter
- ◆ Dobbel registrering: Medisinsk utstyr og biocid (forskrift for å beskytte menneskers/ dyrs helse og miljøet)
- ◆ Duft av eple

ZERO er grundig testet og bevist å være effektiv mot alle bakterier og virus. 'EN 14476 Virucidal testing' viser effekt på bare 60 sekunder mot alle innkapslede virus, inkludert koronavirus, hiv, hepatitt og influensa. Den nye formelen inneholder en synergistisk blanding av to kraftige biocider, den er fri for PHMB og inneholder vaskemiddel fra fornybare ressurser.

FJ6290	Bossklein V-Wipe Desinfeksjonskluter 200 stk	tilbud 346,-	veil. 384,-
FJ6291	Bossklein V-Wipe Desinfeksjonskluter (refill)	tilbud 273,-	veil. 303,-

[TRYKK HER FOR Å LESE MER OG BESTILLE!](#)



For mer info se:
www.zaparay.com/ray-one
 eller skann QR koden.



Zaparay®

// Desinfisering med UVC LED-lys



Hva gjør du med utstyr som ikke kan gå i autoklaven?

Med Zaparay Ray-One kan du ved hjelp av UVC-lys desinfisere raskt og trygt. UVC-lys deaktiverer DNA og RNA til mikroorganismer som bakterier, sopp og virus. Hver syklus gir $>100 \text{ mJ/cm}^2$, og dreper 99,9999 % av virus og bakterier. UVC-lys er ikke noe nytt i seg selv, men nå kan du få din egen «skuff» for desinfisering, basert på en ny og bærekraftig teknologi med LED-lys. Dette er allerede i bruk på sykehus, tannklinikker og lab'er. Alle klinikker burde ha en Zaparay!

High-level desinfisering

Det er mange gjenstander på en klinikk eller lab som burde desinfiseres, men som ikke kan autoklaveres. Alternativet blir ofte en spritklut eller et desinfiseringsbad, men dette kan være en både tidkrevende og dyr prosess som man kanskje heller ikke har helt kontroll på effektiviteten av.

Hva kan desinfiseres med Zaparay?

Med Zaparay kan du trygt (99,9999 %) og raskt (5 min) desinfisere mye av det du vanligvis ikke kan desinfisere, f.eks.:

- ♦ Dentale avtrykk, lupebriller, herdelamper, endomotorer, apekslokatorer, ledninger, guttaperka-brennere, skannerhoder etc.

Trygg

Zaparay er BS 8628:2022-sertifisert – som setter standarden for testing av UVC LED desinfeksjon og garanterer høyeste nivå av sikkerhet og renhet.

Tilbud:

59 900,-

FO7000 Zaparay Ray-One UVC LED desinfeksjon

tilbud 59 900,- veil. 67 852,-

[TRYKK HER FOR Å LESE MER OG BESTILLE!](#)



Combi Touch

// Komplette ultralyd og profylakse



Vi leverer også et universal-avlastningsbord som bidrar til mobilitet og orden for alle dine bord-apparater

Mectron Combi Touch gir deg ultralydscaler og air-polishing i én og samme maskin. Du kan fjerne supra- og subgingival calculus, skånsomt fjerne misfarginger, belegg og biofilm og rengjøre implantater. Med andre ord: en komplett profylaksebehandling. Og alt er intuitivt og driftssikkert!

Air-polishing – som ikke tetter seg

Det er enkelt å skifte mellom supra- og subgingival behandling, det gjøres med et tastetrykk på displayet, og forenkles ved at det er to pulverbeholdere. En genial refill-funksjon gjør at du enkelt kan fjerne og etterfylle pulverbeholderne uten å slå av maskinen. Dessuten er maskinen konstruert med et luftstrømssystem som forhindrer det som ofte skaper mye irritasjon med Air-polish-apparater: at de tetter seg.

Ultralydapparat


Combi Touch er også et ultralydapparat som kan brukes til f.eks. scaling, perio og endo, med forhåndsinnstilte program som gir riktig effekt. «Intelligent» teknologi gjenkjenner spissen og setter apparatet i rett modus. Touch displayet har også en knapp for «Soft mode» som er til hjelp når man skal behandle mer sensitive perio-pasienter på en skånsom måte.

FO2360	Mectron combi touch	Tilbud 76 900,-
FZ3000	Avlastningsbord Universal (Mectron)	13 950,-

[TRYKK HER FOR Å LESE MER OG BESTILLE!](#)

Piezo- og ultralydspisser

// Rikt og variert utvalg



Tilbud
spisser:

4 + 1

Mer enn 20 års historie

Mectron er selve innovatøren av piezoelektriske kirurgiapparater. Vi må derfor kunne forvente et rikt utvalg av spisser.

Ultralydspisser

Med et bredt spekter av spisser i forskjellige utførelser, vinkler og lengder kan du bruke ultralydapparatet til scaling, endo (f.eks. lokalisere kanaler), skånsom ekstraksjon og mye mer.

Piezokirurgi-spisser

Har du en piezo-maskin og utfører mer avansert kirurgi, ser du kanskje etter bensager til å kutte i eller perforere ben, eller instrumenter til hjelp med implantologi-prosedyrer og sinusløft.

Se utvalget på nett

Antall spisser og varianter er for stort til å kunne vise alle her på en halvside, så vi oppfordrer deg til å gå inn på technomedics.no/mectron-piezo-ultralyd-spisser eller skann koden til venstre for å se hvilke varianter som finnes.

FO4912 Scalingkit, 5 spisser og torquenøkler
FO5410 Basic piezokirurgikit 5 spisser

tilbud 4590,- veil. 5190,-
tilbud 11 350,- veil. 13 347,-

[TRYKK HER FOR Å LESE MER OG BESTILLE!](#)

Mectron Air-polishing

// profylakse – pulverpolering



Enkelt valg av riktig pulver

Det er en jungel der ute av forskjellige typer pulver til Air-polishing. Hvordan navigere til den du trenger? Mectron har to varianter hydrofobiske (hindrer klumper) pulver som dekker behovet.

SOFTM (Mint) og SOFTL (Lemon)

55 µm. For skånsom, men effektiv fjerning av supragingival biofilm og flekker på emaljen. Fjerner misfarging på grunn av røyk, vin, te, kaffe og andre fargestoffer. Rengjøring av fissurer og kaviteter og kjeveortopediske brackets.

SENSITIVE+

25 µm glycinbasert. Som SOFT, men enda mer forsiktig. Brukes subgingivalt, i periodontale lommer og rundt implantater og eksponerte røtter. Minimal-invasivt.

FO2354 Prophylaxis powder Soft Mint- (4 x 250 g)
FO2355 Prophylaxis powder Soft Lemon- (4 x 250 g)
FO2357 Prophylaxis powder Sensitive Glycine- (2 x 160 g)

Tilbud 1490,-
Tilbud 1490,-
Tilbud 987,-

[TRYKK HER FOR Å LESE MER OG BESTILLE!](#)



PIEZOSURGERY® white

// Kirurgens piezoapparat

Tilbud:

69 900,-

Komplett ultralydapparat

Piezosurgery white er et komplett ultralydapparat som dekker alt fra benkirurgi til konvensjonelle behandlinger som scaling, preparering eller apikalkirurgi. Apparatet har bare én utgang, og du bruker det samme LED-håndstykket til alle typer behandling.

PIEZOSURGERY white – enkelhet satt i system

1. Trykk på ønsket type behandling
2. Start kirurgi

Det er faktisk så enkelt. Fininnstillingen for hver tipp og indikasjon blir gjort automatisk av det innebygde feedbacksystemet.


Fordeler med piezokirurgi

- ◆ *Micrometric cuts* – Piezokirurgi gir minimalt invasive kutt med maksimal kirurgisk presisjon
- ◆ *Selektive kutt* – piezokirurgi beskytter alle typer bløtvev. Nerver, arterier, vener eller membraner vil ikke bli skadet mens man kutter ben. Piezokirurgi gir derfor maksimal sikkerhet for deg og pasienten
- ◆ *Kavitasjonseffekt* – kavitasjonseffekten forårsaket av ultralyd-bevegelsene og irrigasjonen fra arbeidsspissene fører til et blodfritt kirurgisk operasjonsområde

FO5405 Piezosurgery white Mectron
FO5406 Piezosurgery håndstykke m/LED

Pris komplett 69 900,-

[TRYKK HER FOR Å LESE MER OG BESTILLE!](#)



American Eagle

// Kirurgi og ekstraksjon

Skann QR-koden med mobilen for fullstendig oversikt over utvalget!



Tilbud:
- 20 %

Lang historie med kvalitet – ny satsning

American Eagle har utvidet sitt sortiment. Tenger, lukseringsinstrumenter, rothebler, nålholdere, sakser, pinsetter, periostavløser, nye kassetter og mange flere instrumenter er nå innlemmet i American Eagle-familien. Forutsetningen for å utvide sortimentet har selvfølgelig vært at de nye instrumentene også må være av topp kvalitet – kjennetegnet av presisjon og effektivitet.

Gode kassetter betyr lengre levetid

Instrumenter av høy kvalitet fortjener å bli tatt vare på. Uansett instrumenter, om det er perio-, diagnostikk- eller kirurginstrumenter, så er de for verdifulle til ikke å ha en egen kassett til dem. Den nye Galaxie-serien hjelper deg å ta vare på og organisere instrumentene dine.

Tilbud på klassikere

Som en introduksjon til den nye serien instrumenter, gir vi nå 20 prosent rabatt på noen veldig anvendelige og populære produkter:



Saks
S-formet, kjent blant mange som «Kristin»-saksa
Tilbud: 1250,-



Saks
Klassisk sutur- og bløtvevssaks. Super-Cut.
Tilbud: 1166,-



Tang
En problemløsertang
Tilbud 2870,-



Sårhake
En av de mest populære variantene
Tilbud: 790,-

[TRYKK HER FOR Å LESE MER OG BESTILLE!](#)



American Eagle

// XP-teknologi

Tilbud:
6 + 1
12 + 3

Skarpere og mer gracile – aldri mer sliping!

XP-teknologi er en spesiell nanoteknologi. American Eagles tannrensningsinstrumenter i «gull» har ikke et belegg utenpå stålet, men de behandles på en måte som gjør at det ytre sjiktet i metallet blir en legering med en hardhet på HRC 89 (Rockwell hardhetsskala). Til sammenligning er standard dentalinstrumenter produsert av rustfritt stål eller karbonstål med hardhet på HRC 58–63. Derfor kan XP-instrumenter lages mer gracile og skarpere, og de skal heller ikke slipes. De beholder fasong og effekt hele sin levetid.

Pro Thin og Double Gracey

Siden XP gjør det mulig å lage så skarpe og fine instrumenter, åpner det for å lage enda mer delikate varianter som løser intrikate periodontale utfordringer – i dype lommer og trange interproksimale rom. I tillegg kan man med Double Gracey-instrumentene faktisk dekke alle tannflater med bare to instrumenter.

Quik-Tip – miljøvennlig og økonomisk

Med Quik-Tip trenger du ikke kaste hele instrumentet når kutteevnen er svekket. Erstatt bare den ene eller begge tippene og behold håndtaket. Du sparer ca. 25 % i forhold til å kjøpe et helt instrument.

Eksempler:

CG1003-QA	Curette Quik-Tip XP Gracey 3	veil. 492,-
CG1003-QB	Curette Quik-Tip XP Gracey 4	veil. 492,-
SC9006	Quik-Tip handle sort	veil. 301,-
SC4812-PX	Scaler M23 Pro Thin (blå) XP resinskaft	veil. 1286,-
CU6506-PX	Curette Double Gracey posterior XP (Scandette) (gul) resinskaft	veil. 1501,-

Flere modeller finnes på www.technomedics.no

[TRYKK HER FOR Å LESE MER OG BESTILLE!](#)

American Eagle

// Komposittinstrumentsett

Komposittinstrumenter i XP – M5-sett

Komposittinstrumentene fra American Eagle har samme overflateteknologi som de populære XP-tannrensningsinstrumentene. XP gir en superhard, ripefri og glatt overflate som hindrer komposittet å klebe til instrumentet. Her er et sett som dekker de fleste kasus med komposittoppbygning:



PB8110 Kulestopper, M5 Pack Pris: 963,-



KO3115 Composite M5 Mini Pris: 963,-



KA4005 Composite M5 Anter Pris: 963,-



KO4415 Composite M5 Sculpt Pris: 963,-



KN2110 Carver M5 Pris: 1138,-



Kassett til komposittserien M5 (u/instr.) Tilbudspris: 1399,-

[TRYKK HER FOR Å LESE MER OG BESTILLE!](#)

American Eagle

// Kvalitetssonder

Sonder med høy taktilitet

Et instrument med riktig utforming, i riktig stålqualität og med riktig håndtak gir virkelig høy taktilitet. Arbeidsspissen er tilnærmet ubrytelig: stiv, men likevel fleksibel, noe som gir lengre levetid.



SO1000-EX Sonde 9 Pris: 377,-



SO2060-EX Sonde 9/17 Pris: 511,-



LS1030-EX Kombinert sonde 9/lommedybde måler 2-12 Pris: 802,-



[TRYKK HER FOR Å LESE MER OG BESTILLE!](#)

TOTALFILL®

- Unikt produkt, patentert
- 17 års klinisk erfaring
- 150 studier
- 50 millioner kanaler



TotalFill®

// Unik sealer og RRM

Er TotalFill unik?

Ja, TotalFill er unik.

Det finnes flere biokeramiske sealere på markedet, men ingen som TotalFill. Kvaliteten varierer på sealere. Det vil du merke.

I TotalFill brukes ingredienser av *høyeste kvalitet* for å framstille en sealer eller et rotreparasjonsmateriale (RRM) som er optimalisert.

- ◆ TotalFill er patentert – og kan derfor ikke kopieres
- ◆ TotalFill er 100 % keramisk (i motsetning til de fleste andre)
- ◆ TotalFill sealer holder en høy pH mer enn dobbelt så lenge som andre sealere (pH > 11,7 etter 28 dager)
- ◆ Bare TotalFill har egne GP-points som er biokeramisk coated, slik at det også blir en kjemisk binding til pointen
- ◆ Med TotalFill har vi nå 17 års klinisk erfaring – det gir *trygghet*
- ◆ Vi kan vise til over 150 studier
- ◆ TotalFill er brukt i mer enn 50 millioner kanaler

TotalFill har også andre egenskaper som gjør den til den foretrukne sealeren for spesialister og tannleger verden over:

- ◆ TotalFill er hydrofil – fuktighet initierer herdeprosessen
- ◆ TotalFill har høy *røntgenkontrast*
- ◆ TotalFill danner hydroksylapatitt ved herding
- ◆ TotalFill krymper ikke ved herding

FH4510	TotalFill BC Sealer, 2 g sprøyte m/15 appl.spisser	tilbud 2072,-	veil. 2590,-
FH4506	TotalFill RRM Fast Set Putty, 0,3 g	tilbud 2081,-	veil. 2449,-
FH4500	TotalFill RRM putty, 2,5 g	tilbud 5990,-	veil. 6912,-
FH4505	TotalFill RRM sprøyte, 1 g	tilbud 3290,-	veil. 3721,-

[TRYKK HER FOR Å LESE MER OG BESTILLE!](#)





Rooter X3000

// Endomotoren for alt

Se
prisen!

– 32 %

X3000 – den ultimate endomotoren

Rooter X3000 er den eneste i sitt slag: Her får du en børsteløs motor med integrert apekslokator som kan brukes i hastigheter helt opp til 3300 rpm. Den har både roterende og resiprokerende bevegelser. Og med Rooter X3000 får du de beste resiprokerende bevegelsene.

Fordeler med X3000

- ◆ Roterende filer – hastighet opp til 3300 rpm.
- ◆ Resiprokerende filer (alle systemer)
- ◆ Innebygget apekslokator
- ◆ Børsteløs motor (ingen friksjon, lang levetid, raskere resiprokerende bevegelser – som er mer effektive og tryggere)
- ◆ Ferdig programmert for FKG-filer (Race EVO, R-motion, XP-endo Rise Shaper, Finisher, XP-endo retreatment)
- ◆ Mulighet for 10 egne programmer (roterende/resiprokerende)

Med Rooter X3000 får du en endomotor av meget høy kvalitet. Den har alle de egenskapene du kan trenge i endodontien nå og i framtiden.

Vi har tatt inn et større parti Rooter X3000 og kan derfor tilby den til en helt spesiell pris nå.

FH7791 Rooter X3000 endomotor

tilbud 17 900,- veil. 26 524,-

[TRYKK HER FOR Å LESE MER OG BESTILLE!](#)

Ai-Pex

// Apekslokator + pulpatester



Med Ai-Pex får du apekslokator og pulpatester i ett. Her har du det du trenger, i én avansert og elegant enhet.

Dette får du med Ai-Pex:

- ◆ **Nøyaktig apekslokator**
Automatisk kalibrering ved oppstart.
Måler nøyaktig i tørre og våte kanaler, i både enkle og komplekse.
- ◆ **Nøyaktig pulpatester**
Nøyaktig måling av vitalitet.
Kommer med to vitalitetssonder (standard + under kronekanten).
- ◆ **Imponerende design**
Kan roteres 360° og vinkles optimalt.
3,8 tommers LCD berøringsskjerm i fire farger.
Oppladbart batteri (2000 mAh).

Mange endospesialister har valgt Ai-Pex. De har gitt særdeles positive tilbakemeldinger.

FH7240 Ai-Pex apekslokator/pulpatester

tilbud 8990,- veil. 11 677,-

[TRYKK HER FOR Å LESE MER OG BESTILLE!](#)

Fi-P

// Pålitelig Gutta-cut

Se
prisen!



Rask og effektiv Gutta-cut

Fi-P er en trådløs og lett Gutta-cut for kutting og kondensering av guttaperka. Dårlige Gutta-cut'ere skaper stor frustrasjon og mye unødvendig tidsbruk. Unn deg en god Gutta-cut!

Fi-P har egenskaper du vil sette pris på:

- ◆ Innstillbar temperatur: 150-180-200-230 °C
- ◆ Varm på mindre enn et sekund
- ◆ Leveres med 4 spisser: 55/08, 55/06, 45/04, 40/04
- ◆ Variabel posisjon av spisser for enkel tilgang til kanal
- ◆ Display kan skiftes mellom høyre-/venstrehendt
- ◆ God batterikapasitet – 1000+ behandlinger mellom ladinger
- ◆ Meget hyggelig pris!

FH7140 Gutta-Cut Fi-P – hvit
Priseeksempler:

tilbud 6990,- veil. 9150,-

FH7147 Gutta-Cut Fi-P spiss 55/10

685,-

FH7146 Gutta-Cut Fi-P spiss 55/08

685,-

[TRYKK HER FOR Å LESE MER OG BESTILLE!](#)



RACE® EVO

**THE
RACE
LEGACY**



SAFE. EFFICIENT. SOFT CONTROL.

www.fkg.ch/race-evo

Race EVO

// Roterende revolusjon



RACE EVOLUSJON

Flere og flere velger nå Race EVO som sitt endosystem. Filene er imponerende fleksible og motstandsdyktig mot fraktur – langt bedre enn noe annet roterende Ni-Ti-system.

Dette er noen av forbedringene:

- ◆ EVO er 40 % mer *fleksibel*
- ◆ EVO har 4–5 ganger mer motstand mot deformasjon og brekkasje
- ◆ EVO har 50 % bedre *kutteevne*
- ◆ Dentintransport: Har aldri vært bedre
- ◆ Anti-skrueffekt: Skrur seg ikke inn i kanalen
- ◆ EVO kan *prekontureres* for bedre tilgjengelighet!

Race EVO er en markant videreutvikling av de velkjente og verdsette Race-filene. Med Race EVO har du en fantastisk taktill *kontroll*, risikoen for fraktur er ekstremt liten og utrensningen har aldri gått *raskere*. Samtidig blir rotkanal-anatomien respektert som følge av det innovative designet.

Race EVO har en enkel basisprotokoll med bare tre instrumenter: 15/.04 (glide path), 25/.04 og 30/.04. Kan brukes i åtte kanaler.

Finnes i 21, 25 og 31 mm.

Erfaring:

«Race EVO er for meg det beste av de maskinelle instrument-systemene jeg har benyttet. Det gir et forutsigbart resultat også ved ekstremt bøyde kanaler, har minimal frakturrisiko, og taper 04 påfører røttene et begrenset substansstap i kanalenes midtre og cervikale tredjedeler.»

– Johan Ulstad, endodontist

FH8321	Race EVO .04-sekvens (15-25-30/.04) – 25 mm	tilbud: 535,-	veil. 646,-
FH8356	Race EVO 40/04 – 25 mm, 6 stk.	tilbud: 1070,-	veil. 1292,-
FH8361	Race EVO 50/04 – 25 mm, 6 stk.	tilbud: 1070,-	veil. 1292,-
FH8331	Race EVO 25/.08 orifice opener (rød) - 19 mm	tilbud: 1070,-	veil. 1292,-

TRYKK HER FOR Å LESE MER OG BESTILLE!

R-motion

// Trygg. Enkel. Minimal invasiv.



Unik resiprokerende fil

R-motion er noe virkelig nytt innen resiprokerende endo. Den innovative utformingen av filene og den unike varmebehandlingen gjør R-motion til noe helt nytt og langt bedre enn de resiprokerende systemene som har vært på markedet i mange år.

- ◆ Lavere taper (04) gir langt *bedre fleksibilitet*
- ◆ *Minimal invasiv* som følge av lavere taper
- ◆ Bedre transport av dentin gir *bedre irrigasjon*
- ◆ Ekstremt «smooth» – opptil 42 % lavere *screw-in-effekt*
- ◆ Kan brukes med alle resiprokerende motorer
- ◆ Kan prekontureres for enklere tilgang til kanal

FH8651	R-motion 30 blå (30/.04), 25 mm, 3 stk	tilbud 698,-	veil. 868,-
FH8656	R-motion 40 sort (40/.04), 25 mm, 3 stk	tilbud 698,-	veil. 868,-
FH8661	R-Motion 50 gul (50/.04), 25 mm, 3 stk	tilbud 698,-	veil. 868,-

[TRYKK HER FOR Å LESE MER OG BESTILLE!](#)

Rise Shaper / Finisher

// Virkelig 3D-endo



Rise Shaper: Sterkere og raskere

XP-endo Rise Shaper er en ny og forbedret utgave av XP-endo Shaper, filen som med sin unike slangefasjon gir en fantastisk 3D-utrensing med bare én fil.

Hva er nytt?

- ◆ Ekspanderer mer
- ◆ Ny, forbedret spiss
- ◆ Bedre forutsigbarhet
- ◆ Raskere i bruk
- ◆ Rimeligere

Finisher: Avsluttende fil for alle systemer

Finisher gir deg virkelig 3D-rensing av kanalen. Kan behandle rotkanaler uansett morfologi. Finisher finnes i to utgaver:

Finisher (25/.00). Brukes sammen med irrigasjonsvæske som avsluttende fil etter utrensing. Renser grundig og avvirker ikke dentin. Spesielt i buede kanaler virker Finisher bedre enn ultralyd.

Finisher R (30/.00). For revisjon. Litt større og noe stivere. Avvirker ikke dentin.

Finisher bør være avsluttende fil uansett hvilket system du bruker, roterende eller resiprokerende.

FH8435	XP-endo Rise Shaper, 30/.01, 25 mm, 6 stk	tilbud: 2156,-	veil. 2450,-
FH8440	Finisher 25/.00 - 25 mm 3 stk.	tilbud: 1244,-	veil. 1382,-
FH8445	Finisher R 30/.00 - 25 mm 3 stk.	tilbud: 1244,-	veil. 1382,-

[TRYKK HER FOR Å LESE MER OG BESTILLE!](#)



IVENEER®

INJECTABLE MATRIX SYSTEM



INSERT



INJECT



DONE

Ivoneer

// Komposittfasetter

«Injection molding veneers» – spar tid og penger

Ivoneer har en anatomisk fasong som gjør at du enkelt kan lage vakre **komposittfasetter** med rett form og fasong på få minutter. Med dagens gode flow komposittmaterialer kan dette være et godt alternativ til langt mer kostbare løsninger.

Å skape gode, estetiske fasader anterior er tidkrevende og utfordrende. Mange velger skallfasetter, men de kan ofte bli kostbare for pasienten. Derfor er Ivoneer utviklet og designet for å hjelpe tannleger til å bygge kvalitetsrestorasjoner raskt, enkelt og økonomisk lønnsomt. Med Ivoneer får du korrekt cervikal linje, interproksimal tilpassing, den er enkel å tilpasse den enkelte tann og trenger lite etterjustering. En rask læringskurve gjør at dette er både tids- og ressursbesparende.

Eksempler på indikasjoner:

- ◆ Skallfasetter
- ◆ Misfargede tenner
- ◆ Temporær løsning i påvente av permanent restaurasjon
- ◆ Alle klasse III, IV og V restaurasjoner
- ◆ Utilfredsstillende estetikk, men kjeveortopedi ikke indikert
- ◆ Tapptenner
- ◆ Tannslitasje
- ◆ Estetisk mock-ups

Les mer om Ivoneer her: [technomedics.no/ivoneer](https://www.technomedics.no/ivoneer)



FC4505	Ivoneer Starter set, 12 stk	tilbud 990,-	veil. 1411,-
FC4501	Ivoneer fullt kit, 64 stk ass.	tilbud 4980,-	veil. 6124,-
FB4251	G-ænial Universal Injectable A2, 1,7 g		695,-

[TRYKK HER FOR Å LESE MER OG BESTILLE!](#)



Prismet er snudd

Dette lar deg se over okularer uten hindringer

Linsetilpasning

Som med alle ExamVision luper tilbyr vi de beste linsene som dekker alle behov

Okularer i magnesium og titan

Robuste, men likevel lette i et ultrasmalt design som gjør dem enda lettere

Justerbar fin-fokus

Er standard på ExamVision Kepler-luper og gir deg et ekstra nivå av tilpasning ved at du kan justere fin-fokus på hvert øye

4.0x forstørrelse

Egnet for langvarig bruk og komplekse behandlinger

Kepler Reflekt 4.0 x

// Prismatisk ergo-lupe fra ExamVision



Avslappet og naturlig ergonomi



Justerbar finfokus

Overlegen ergonomi og krystallklart perifert syn!

Kepler Reflekt er den første prismatiske ergo-lupen fra ExamVision. Du kan oppnå en vinkel på opptil 65 grader, det vil si at du kan sitte tilnærmevis helt rett i ryggen og en naturlig bøy på nakken. Det slanke, sorte lupehuset er laget av slitesterkt, men lett magnesium og titan. Okularene til sammen veier kun 36,9 gram, lettere finnes ikke!

Unikt for det strømlinjeformede ergonomiske designet er det uovertrufne perifere synet som gir deg fullstendig oversikt over omgivelsene og lar deg fortsette ditt daglige arbeid uten å måtte ta lupene av i løpet av dagen.

De har tenkt på alt!

- ◆ Magnesium og titan gir en robust og ultra-lett lupebrille
- ◆ Forbedret ergonomi takket være kraftig vinkel
- ◆ 4.0x forstørrelse, til heldagsbruk og til avanserte prosedyrer
- ◆ Bredt synsfelt, krystallklart fra kant til kant
- ◆ Justerbar fin-fokus for maksimal individuell tilpasning
- ◆ Prismet er snudd for optimalt perifert syn
- ◆ Kompatibel med alle ExamVision innfatninger
- ◆ Total LED Coaxial lys er spesialdesignet til Kepler Reflekt

Book en demo:

Finn din selger der du bor: www.technomedics.no/om-oss.

Send oss en e-post til: post@technomedics.no eller ring oss på: 69887920

[TRYKK HER FOR Å LESE MER](#)



Messetilbud:
31.10 – 2.11

Kjøp Kepler -
få 50 % på
Total Pure/
Intense-lys

ExamVision Kepler-familien

// Lupebriller i verdensklasse



Kepler Kompakt

Med Kepler Kompakt får du et krystallklart bilde fra kant til kant og et bredt synsfelt som gir deg suveren presisjon når du utfører de mest krevende prosedyrene. Et lett, ultrakompakt design kombinert med suveren optikk. Tre tilgjengelige forstørrelser: 3.5×, 4.6× og 5.7×.



Kepler Reflekt NYHET!

Dette er den første prismatiske ergo-lupen fra ExamVision. Her får du en lupebrille med like suveren optikk som de andre Kepler-lupene. Ergonomi er i høysetet med mulighet til å oppnå en vinkel på opptil 65 grader, du vil kunne sitte på en naturlig og komfortabel måte, med god bevegelsesfrihet da det er en dybdeskarphet på hele 9 cm. De slanke og superlette lupene gir minimal belastning og vil føles utrolig behagelig å ha på over lang tid.



Kepler Advanced:

Fire forstørrelser i én lupe – verdens eneste!
Få den perfekte forstørrelse for alle dine prosedyrer med kun én lupe! Kepler Advanced er den fler-forstørrelses-lupen på markedet med minst dimensjon og lavest vekt, kombinert med svært gode optiske egenskaper! Ved hjelp av Turn'N'Click-systemet skifter du enkelt mellom de fire forstørrelsene: 3.6× – 4.5× – 5.5× – 6.4×

Kontakt oss for en demo på post@technomedics.no
eller besøk standen vår på Nordental!

[TRYKK HER FOR Å LESE MER](#)



Besøk oss på
Nordental for
gode tilbud!

ExamVision

// Din perfekte lupebrille – spesialtilpasset deg



Ditt viktigste arbeidsverktøy!

Vi er stolte av å kunne tilby de mest avanserte lupebrillene på markedet – uansett om du bruker lupebrillene i ditt arbeid som student, tannpleier, tannlege eller kirurg, hvor forstørrelse og krystallklart syn er avgjørende. Lupebrillen skreddersys etter ditt syn og din arbeidsstilling. Lupene er designet av optikere og produsert av spesialister på Samsø med materialer av beste kvalitet. Din unike lupebrille tilpasses av våre dyktige medarbeidere med kompetanse innen optikk, forstørrelse, syn og god ergonomi. Alt sammen for å gi deg en optimal optisk løsning.

Se alle detaljer helt klart

Optimal forstørrelse, maksimal skarphet, fantastisk dybdeskarphet og korrekt ergonomi er noen av de unike fordelene du oppnår med en skreddersydd lupebrille til dentalt eller medisinsk bruk.

Individuell tilpasning

Det unike linsesystemet leverer en fantastisk klarhet og dybdeskarphet og et maksimalt synsfelt. Ditt behov for synskorrigerende og din egendefinerte arbeidsavstand bygges inn i lupene. Dette bidrar til en optimal ergonomisk arbeidsstilling.

Et bredt utvalg av 14 forstørrelser i 4 lupesystemer:

- ◆ Galilei Essential – 2.5× og 3.0×
- ◆ Galilei HD – 2.3×, 2.8×, 3.3× og 3.8×
- ◆ Kepler Kompakt – 3.5×, 4.6× og 5.7×
- ◆ Kepler Reflekt – 4.0× prismatisk lupe
- ◆ Kepler Advanced – 4-i-1 (3.6×, 4.5×, 5.5× og 6.4×)

Med riktig lys blir det komplett – se vårt utvalg her:
www.technomedics.no/examvision-lys-2

TRYKK HER FOR Å LESE MER

Leasing fra:

4980,-
pr. mnd.

Tilbud stol:

22 650,-
(- 25 %)
(gjelder ved kjøp
av mikroskop)




2.1x




3.2x




5.1x



8.0x




12.8x



19.2x

Global

// Dentalmikroskop



En god stol med støtte til armene vil hjelpe deg til å jobbe uanstrengt og nøyaktig.

Et nytt nivå av presisjon

Mikroskopene i Global A-serien gir deg forstørrelse fra 2.1x–19.2x. Dette gjør det mulig å se flere detaljer med høyere presisjon under enhver behandling.

Noen fordeler ved å velge Global

- ◆ **Minimalt med elektronikk:** Mekaniske innstillinger har vist seg veldig holdbare. Gir minimalt servicebehov på mikroskopet
- ◆ **Lys:** Den beste lyskilden. LED-lys (100 000 lux) med integrert kompositt- og kirurgifilter. Ingen støyende vifte eller pærer som må skiftes
- ◆ **Oppgradering:** Kan lett oppgraderes med tilleggsutstyr eller bygges om senere

Fleksibilitet

Global mikroskop leveres i tre utgaver der forskjellen er trinnene i optikken:

A3: 3.2x – 6.4x – 12.8x


A4: 3.2x – 5.1x – 8.0x – 12.8x

A6: 2.1x – 3.2x – 5.1x – 8.0x – 12.8x – 19.2x

Montering – her er det flere muligheter: mikroskopet kan takmonteres, veggmonteres, gulvmonteres eller en mobil variant på hjul.

Kontakt oss for en vurdering av hvilken modell som dekker behovet på klinikken din best!

[TRYKK HER FOR Å LESE MER](#)



GTO

// Xenograft benerstatning



Lei av ikke-resorberte granulater?

Flere og flere kirurger foretrekker GTO som benerstatningsmateriale. Hvorfor? Enklere prosedyre og imponerende volum av nydannet ben.

Med GTO får du et graftingmateriale som er ferdig mikset i en sprøyte, det er klebrig og klar til bruk. Når materialet presses ut av sprøyten, er det putty-lignende, så ingen granulater forsvinner fra arbeidsfeltet. Alt materiale blir der du plasserer det, også vertikalt. Reåpning etter 4–6 måneder. Ingen restgranuler.

GTO fra OsteoBiol

GTO kommer fra Europas nest største produsent av biomaterialer. De kliniske resultatene er overbevisende, og solid klinisk dokumentasjon er tilgjengelig.

Hvorfor oppnås så gode resultater? Den patenterte bioteknologien ved produksjonen gjør det mulig å bevare det naturlige kollagenet og porositeten i benvevet.


Vi ser at blodet raskt trekker inn i materialet, og god vaskularisering setter straks i gang kroppens egen evne til å «gjøre underverket».

Snakk med kollegaer som bruker materialet, ring oss for en prat eller test produktet og erfar det selv. Vi er overbevist om at du vil bli veldig fornøyd!

FL7721 Osteobiol GTO bone mix 0,5 cc
FL7724 Osteobiol GTO bone mix 2,0 cc

tilbud 1550,-
tilbud 3837,-

[TRYKK HER FOR Å LESE MER OG BESTILLE!](#)



Membraner fra OsteoBiol

// Biomaterialer – xenograft



Lamina – xenogen kortikal membran

Lamina består av 100 % kortikalt ben med bevart, naturlig kollagen. Lamina har gjennomgått den samme produksjonsprosessen som GTO. Dette gjør at den kortikale membranen gradvis resorberes i takt med nydannelse av ben. Reåpning fra 5–8 måneder, avhengig av tykkelsen på membranen du velger.

Evolution – xenogen kollagen-membran

Evolution består av kraftige kollagenfibre med god motstandsdyktighet. To-lags struktur. Membranen er hydrofil og absorberer væske raskt. Kleber godt til underliggende vev.

Derma – xenogen graft for bløtvevs-regenerasjon

Derma består av 100 % dermis, laget under overhuden, og brukes som et alternativ til bløtvevstransplantasjon der hvor det fremdeles er en viss grad av keratinisert bløtvev til stede. Derma er en sterk og motstandsdyktig membran, som kan brukes rundt tann eller implantat. Membranen vil gradvis integreres med bløtvevet. Resorberes fra 1–5 måneder, avhengig av tykkelsen på membranen du velger.

For mer info, dokumentasjon og videoer, se: www.osteobiol.com



osteobiol.com

FL7757 Evolution Standard 20 x 20 x 0,4 mm
FL7785 Derma fine 25 x 25 x 0,9 mm
FL7770 Lamina curved Medium 35 x 35 x 1,0 mm
FL7765 Lamina soft 25 x 25 x 0,5 mm

tilbud 1770,-
tilbud 1670,-
tilbud 3447,-
tilbud 2593,-

[TRYKK HER FOR Å LESE MER OG BESTILLE!](#)



Instrumenter

// Aesculap



Kvalitetsinstrumenter

Aesculap ble grunnlagt i 1867 og ble raskt verdens største produsent av kirurgiske instrumenter. Aesculap har hovedkvarter i Tuttlingen i Tyskland, et område som er senter for medisinsk teknologi. Firmaet har utviklet og produsert instrumenter for dentalt bruk i mer enn 100 år. Aesculaps store sortiment og meget høye kvalitet blir satt pris på av kirurger og tannleger verden over.

Lukserende hebel

ExtraLux har slanke, skarpe arbeidsdeler beregnet på å kutte rothinnefibere. Når det er gjort, løsnes tannen med forsiktige sideveis bevegelser. Det spesielle stålet som brukes i disse instrumentene, gjør dem ekstremt holdbare.

Tenger

Disse kvalitetstengene må du prøve. De fleste har en gripeflate der det er frest ut både vertikale og horisontale riller. Du oppnår derved et grep som kan sammenlignes med diamantbelegg, men som vil være mer holdbart.

Lukserende Hebler

EL1552	ExtraLux 2 mm rett	tilbud 989,-	veil. 1335,-
EL1553	ExtraLux 3 mm rett	tilbud 989,-	veil. 1335,-
EL1555	ExtraLux 4 mm rett	tilbud 989,-	veil. 1335,-
EL1563	ExtraLux 3 mm buet	tilbud 989,-	veil. 1335,-
EL1565	ExtraLux 4 mm buet	tilbud 989,-	veil. 1335,-

Ekstraksjonstenger

TO1000	Ekstraksjonstang Fig. 2 OK front, hjørnetann	tilbud 1496,-	veil. 1995,-
TO4000	Ekstraksjonstang Fig. 7 OK premolar	tilbud 1496,-	veil. 1995,-
TU3010	Ekstraksjonstang Fig. 13 UK front, hjørnetann	tilbud 1496,-	veil. 1995,-
TU6000	Ekstraksjonstang Fig. 22 UK molar	tilbud 1496,-	veil. 1995,-

For større utvalg se vår nettside: technomedics.no

[TRYKK HER FOR Å BESTILLE EXTRALUX!](#)

[TRYKK HER FOR Å SE FLERE TENGER](#)



Tilbud:
- 35 %

Directa Luxator

// Atraumatisk ekstraksjon



Luxator Periotome

Luxatorene fra Directa er spesialdesignet med slanke arbeidsdeler som komprimerer alveolarbenet og kutter rothinnfibrene. Instrumentet gjør det mulig å utføre ekstraksjonen skånsomt og med minimalt skade på vevet. Instrumentene finnes i mange varianter og størrelser, slik at du kan finne akkurat det instrumentet du er ute etter.

Luxator P-series

Å starte ekstraksjonen med luxatorene i P-serien vil forenkle arbeidet ditt betraktelig. Instrumentene gir deg fordelene av å jobbe med pennegrep, noe som gir større taktilitet og kontroll. Instrumentene er tynnere og skarpere enn de originale Luxatorene fra Directa.

Serien består av 4 instrumenter.




EL1352	Luxator L2S	veil. 1833,-
EL1340	Luxator L3S	veil. 1833,-
EL1341	Luxator L3C	veil. 1833,-
EL1353	Luxator L3CA	veil. 1833,-
EL1354	Luxator L3IC	veil. 1833,-
EL1343	Luxator L5C	veil. 1833,-
EL1342	Luxator L5S	veil. 1833,-
EL1391	Luxator P-serie P1 rett (grønn)	veil. 1784,-
EL1392	Luxator P-serie P2 invertert buet (hvit)	veil. 1784,-
EL1393	Luxator P-serie P3 contra angle (blå)	veil. 1784,-
EL1394	Luxator P-serie P4 dual edge (lilla)	veil. 1784,-

[TRYKK HER FOR Å LESE MER OG BESTILLE!](#)

Pakkepris på skaft
+ 1 pk. BW-skalpeller

1450,-




MJK-instrumenter

// Unike skalpeller

Pakkepris på skaft
+ 1 pk. SB-skalpeller

1950,-



Når tilgjengelighet er viktig!

MJK-instrumentene kan med sitt unike design brukes ved alle typer kirurgiske operasjoner der tilgjengelighet og fleksibilitet er viktig. Skalpellbladene er laget av svensk kvalitetsstål fra Sandvik Bioline.

- ◆ Økt tilgjengelighet
- ◆ Maksimal presisjon
- ◆ Perfekt vinkling

MJK-skalpellene passer godt også til fine incisjoner i trange områder. Disse skalpellene gjør det enklere å komme til i interproksimale rom, også posteriort. Perfekt til snitt palatinalt, knyttet til papiller og andre presisjonsnitt.

Spoon-blader

Spesielt grasile skalpeller med dråpeformet skjæreegg. Den rette utgaven kan også boyes til ønsket vinkel.

Skalpellskaft

Runde, med ru overflate for god følelse og kontroll.



SK1703 = 14 cm



SK1702 = 11 cm

Skalpellblad mikro BW001-004 (10 stk)
Skalpellblad spoon SB001-003 (10 stk)
Skalpellskaft rundt, 11 cm eller 14 cm, stål


815,-
1310,-
884,-

[TRYKK HER FOR Å LESE MER OG BESTILLE!](#)



Hu-Friedy

// Slanke lukserende hebler



Slanke lukserende hebler

Instrumenter spesielt egnet til atraumatisk ekstraksjon. Den slanke arbeidsdelen glir lett ned langs det alveolare benet og kutter effektivt rothinnfibrene ved kirurgisk ekstraksjon.

- ◆ Tilgjengelig i flere forskjellige størrelser og former
- ◆ Lett og stort håndtak for best komfort, mindre belastning for hånden og bedre kontroll

Black Line

- ◆ Overflatebehandlingen gir en hardere og glattere overflate
- ◆ Sort overflate for bedre kontrast mellom instrument, kirurgiområdet og underliggende vev
- ◆ Reduserer lysrefleksjoner på grunn av sort, matt overflate

Slankere design

13 % tynnere for 2 mm

20 % tynnere for 3 mm

Sammenlignet med standard instrument

EL1150	Lukseringsinstrument Slim black line 2 mm rett	tilbud 1774,-	veil. 2087,-
EL1152	Lukseringsinstrument Slim black line 3 mm rett	tilbud 1774,-	veil. 2087,-
EL1160	Lukseringsinstrument Slim black line 2 mm buet	tilbud 1774,-	veil. 2087,-
EL1162	Lukseringsinstrument Slim black line 3 mm buet	tilbud 1774,-	veil. 2087,-

[TRYKK HER FOR Å BESTILLE!](#)

FroggyMouth

// Orofacial myofunksjonell tillæring

Apparatur
godkjent som
hjelpemiddel
av NAV.



Tilbud:

4+1



Se vår hjemmeside for illustrerende videoer og brosjyrer: technomedics.no/froggymouth



Ofte stilte spørsmål – sjekk ut vår FAQ-seksjon på: technomedics.no/froggy-mouth-faq

Hva er FroggyMouth?

FroggyMouth er det første anoetiske* myofunksjonelle orofasiale rehabiliteringsapparat. FroggyMouth tvinger leppene fra hverandre under svelging og hindrer på den måten sugende svelging. Pasienten finner selv ubevisst en ny måte å svelge på. Dette gjøres ved nevrologisk rehabilitering av musklene i tungen og ansiktet. FroggyMouth er utviklet av Dr. Fellus ved Robert Debré Hospital i Paris.

Gjenopprett pust gjennom nesen

FroggyMouth korrigerer tungeposisjon og gjenoppretter pust gjennom nesen – brukes 15 minutter hver dag. FroggyMouth kan i løpet av bare noen uker endre atypisk svelging og framtvinge et bedre svelgemønster – den hjelper brukeren til å puste gjennom nesen. Dette oppnås ved å stimulere det ubevisste nervesystemet.

FroggyMouth brukes av både voksne og barn, 15 minutter hver dag, for å:

- ◆ Få tungen i rett posisjon
- ◆ Unngå munnpusting
- ◆ Oppnå stabilitet av kjeveortopedisk behandling

* Ubevisst (nevrologisk opplæring av musklene i tungen og ansiktet)

FZ1800	FroggyMouth Small	819,-
FZ1801	FroggyMouth Medium	819,-
FZ1802	FroggyMouth Large	819,-

[TRYKK HER FOR Å LESE MER OG BESTILLE!](#)

AMCOP

// Tidlig kjeveortopedisk intervensjon



AMCOP
BIOAKTIVATOR

Ny tilnærming til kjeveortopedi

Elastodonti og bioaktivatorer er et flott hjelpemiddel for å oppnå et mer stabilt bitt med god funksjon og estetikk. AMCOP er apparatur for tidlig guiding av kjeve og tenner i deres vekst og utvikling. Ved slik tidlig kjeveortopedisk intervensjon vil behov for større kjeveortopedisk behandling reduseres. Bioaktivatorene virker på kjeve, tenner, tunge og muskler i ansiktet.

Elastodonti og bioaktivatorer

AMCOP påskynder og fremmer rett vekst og utvikling av tenner og kjeve. Tannbuen vil justeres, tenner kommer i rett posisjon og okklusjonen blir riktig. Man kan ved denne behandlingen unngå eller minimalisere malokklusjon.


Fordeler ved AMCOP

- ◆ Fremmer vekst mandibulært og maksillært og en korrekt formet tannbue
- ◆ Gir resultat som er stabilt over tid. Reduserer behovet for ekstraksjon
- ◆ Brukes på pasienter i vekstalder og voksne. Raske og smertefrie kontroller



Ønsker du mer informasjon om AMCOP? Scan QR-kode for gratis webinar (engelsk undertekst og slides) på YouTube: www.youtube.com/watch?v=Yz_QVIUmmxI

[TRYKK HER FOR Å LESE MER!](#)



LABRIDA
PERI-IMPLANT INNOVATIONS

THE POWER OF MAINTENANCE

Labrida BioClean®

// Implantat- og periobehandling



Vedlikehold og infeksjonskontroll er nøkkelen

Labrida BioClean® er skånsom (mindre behov for anestesi), men likevel effektiv til vedlikehold og rengjøring av implantater og tenner (forbygger *peri-implantitt*, men også *periodontitt*).

Les kliniske studier eller ta kontakt for demo på vår nettside:
www.technomedics.no/labrida-bioclean



Labrida BioClean® har en naturlig plass i behandlingsforløpet hos perio- og implantatpasienter som vist i skjemaet nedenfor.

FJ6701	Labrida BioClean børste 5 stk	tilbud 1698,-	veil. 1998,-
46921	Vinkelstykke oscillerende TEQ-Y EX-serien (hode)		veil. 3933,-
46919	Vinkelstykke 10:1 EX-serie u/hode	komplett vinkelst. 5059,-	veil. 6184,-

Vedlikehold sørger for god dental- og implantathelse!

Baseline –
undersøkelse
med røntgen og
lommedydemål

Informert
pasienten om
hvor viktig
vedlikehold er

Lag en
vedlikeholdsplan
for pasienten,
2–4 ganger
pr. år

Bruk Labrida
BioClean til
vedlikehold og
infeksjonskontroll

Gi råd og
veiledning
om god
dentalhygiene

Resultat:
God dental- og
implantathelse!

[TRYKK HER FOR Å LESE MER OG BESTILLE!](#)

Pola Day/Night

// Hjemmebleking



Hjemmebleking – enkel i bruk

pH-nøytral og fluoravgivende hjemmebleking i elegant forpakning.

- ◆ Høyt vanninnhold – motvirker sensitivitet
- ◆ Frisk spearmintsmak – brukes fra kun 30 minutter hver dag
- ◆ Høy viskositet – gelen holder seg på plass etter påføring
- ◆ Desensitizer – inneholder en «desensitizing agent» som minimerer sensitivitetsproblemer
- ◆ Pola Day: 3 % og 6 % hydrogenperoksid
- ◆ Pola Night: 10 % og 16 % karbamidperoksid

FI1167	Pola Day, 3 % hydrogenperoksid, 50 x 1,3 g	tilbud 3412,-	veil. 4874,-
FI1166	Pola Day, 6 % hydrogenperoksid, 50 x 1,3 g	tilbud 3412,-	veil. 4874,-
FI1177	Pola Night, 10 % karbamidperoksid, 50 x 1,3 g	tilbud 3412,-	veil. 4874,-
FI1176	Pola Night, 16 % karbamidperoksid, 50 x 1,3 g	tilbud 3412,-	veil. 4874,-

[TRYKK HER FOR Å LESE MER OG BESTILLE!](#)

Glove'n Care

// Håndkrem



Håndkremen med salter og mineraler fra Dødehavet

Engangshansker gir ofte tørre hender. Prøv Glove'n Care håndkrem!

- ◆ Glove'n Care er laget av utvalgte, lindrende planteoljer og mineralrike salter fra verdens mest mineralholdige vann – Dødehavet
- ◆ Metter huden spesielt godt
- ◆ Hjelper hudens evne til å ta opp og holde på fuktighet
- ◆ Velg mellom tube og pumpekanne

FJ6100	Håndkrem Glove'n Care 6 x 100 ml tuber	tilbud 1295,-	veil. 1472,-
FJ6105	Håndkrem Glove'n Care 4 x 250 ml pumpekanner	tilbud 2490,-	veil. 2823,-

[TRYKK HER FOR Å LESE MER OG BESTILLE!](#)

Dento-prep

// Sandblåser



Optimal bindingsstyrke

Brukes for å skape mikromekanisk overflate-ruhet på porselen, kompositt og metalloverflater. Gir vesentlig bedre bindingsstyrke ved sementering.

- ◆ Ideell både for intraoral og ekstraoral bruk
- ◆ Hodet kan roteres 360 grader for god tilgjengelighet intraoralt
- ◆ Enkel fingerbetjening med ventilknapp
- ◆ Direkte Quick-kobling til turbinen

FO2100	Dento-prep, sandblåser	tilbud 3760,-	veil. 4700,-
FO2120	Aluminiumsoksid 50 µm, 900 g	tilbud 472,-	veil. 555,-
FO2103	Quick-kobling W&H	tilbud 1390,-	veil. 1781,-
FO2104	Quick-kobling Kavo	tilbud 1390,-	veil. 1781,-

[TRYKK HER FOR Å LESE MER OG BESTILLE!](#)

Tri Hawk

// Hardmetallbor



Tilbud:

– 20 %

Hardmetallbor på rull

- ◆ Kutter alle typer metaller og emalje
- ◆ Kutter like godt vertikalt som horisontalt
- ◆ Boret har seks skjærende blader og kutter derfor jevnere og mer effektivt enn andre bor
- ◆ Boret transporterer ut materialet det kutter i

BHT137-012FG	Tri Hawk Talon 12, 100 stk.	tilbud 4612,-	veil. 5765,-
--------------	-----------------------------	---------------	--------------

[TRYKK HER FOR Å LESE MER OG BESTILLE!](#)

Zirkoniakutter

// Tri Hawk diamantbor



Tilbud:

– 20 %

Effektiv zirkoniakutter

- ◆ Diamantbelegg laget av 100 % naturlig diamant
- ◆ Ekstra grove diamantpartikler og særdeles sterk bonding
- ◆ Kutter meget effektivt uten å bli slitt etter kort tid

BDT198S-018XC	Diamantbor for zirkonia, 25 stk.	tilbud 1178,-	veil. 1472,-
BDT198-018XC	Diamantbor for zirkonia, 100 stk.	tilbud 3934,-	veil. 4917,-

[TRYKK HER FOR Å LESE MER OG BESTILLE!](#)

Riva Star Aqua

// Sølvfluorid



Tilbud:

– 15 %


Riva Star Aqua – 5 Star Award i Dental Advisor

Riva Star Aqua er et vannbasert sølvfluorid-materiale (AgF), et anti-karies middel, til å arrestere karieslesjoner og behandle hypersensibiliteter.

- ◆ Ingen dårlig smak eller lukt av ammoniakk/metall
- ◆ Det er ikke behov for å beskytte bløtvev med kofferdam
- ◆ Ingen bløtvevsirritasjon
- ◆ Minimal risiko for misfarging av tannsubstans

FH6097	Riva Star Aqua kit (kapsler – 10 behandlinger)	tilbud 1842,-	veil. 2167,-
FH6098	Riva Star Aqua (flasker – ca. 30 behandlinger)	tilbud 2206,-	veil. 2596,-

[TRYKK HER FOR Å LESE MER OG BESTILLE!](#)



Møt oss på Nordental!

I forbindelse med årets **Nordental-messe** får du anledning til å se og kjenne på produktene våre og stille spørsmål om hva du måtte lure på. Det blir også muligheter for å delta på konkurranser med flotte premier, ta mål til lupebriller, samt motta en oppdatering på høstens spennende nyheter! Vi ser frem til å møte DEG i Lillestrøm i høst!

Med vennlig hilsen
Technomedics-teamet.



Design: Dalsgren Designbyrå Forsidefoto: Jonas Ingstad Trykk: Østfold Trykkeri

Kunne du tenke deg å motta våre nyhetsbrev?

Besøk www.technomedics.no/nyhetsbrev eller skann QR-koden til høyre med mobilen din.

