

PIEZOSURGERY® touch



mectron
medical technology

PIEZOSURGERY® touch

// Kirurgens piezoapparat

Utrolig
rabatt, spar:

51 000,-

Ved kjøp av
Piezosurgery touch.


Piezosurgery touch er et komplett ultralydapparat som dekker alt fra benkirurgi til konvensjonelle behandlinger som scaling, preparering og apikalkirurgi. Apparatet har bare én utgang, og du bruker det samme LED-håndstykket til alle typer behandlinger. Vi mener dette er den absolutte toppmodellen innen Piezosurgery.

Fordeler med piezokirurgi

- ◆ *Micrometic cuts* – Piezokirurgi gir minimalt invasive kutt med maksimal kirurgisk presisjon
- ◆ *Selektive kutt* – piezokirurgi beskytter alle typer bløtvev. Nerver, arterier, vener eller membraner vill ikke bli skadet mens man kutter ben. Piezokirurgi gir derfor maksimal sikkerhet for deg og pasienten
- ◆ *Kavitasjonseffekt* – kavitasjonseffekten forårsaket av ultralyd-bevegelsene og irrigasjonen fra arbeidsspissene fører til et blodfritt kirurgisk operasjonsområde

Piezosurgery White

Apparatet har samme funksjon og effekt. Uten touch-screen har den et litt enklere design og rimeligere pris.



FO5400	Piezosurgery touch Mectron m/LED håndstykke	tilbud 96 900,-	veil. 123 656,-
FO5406	Piezosurgery håndstykke m/LED	GRATIS ved kjøp av maskin	veil. 25 060,-



Atramat

// Kvalitetssuturer til en god pris



La deg imponere!

Det er 55 år siden Atramat's første sutur ble plassert i hendene på en kirurg. I dag er Atramat førstevalget til utallige kirurger verden over. Technomedics leverer nå Atramat suturer til det norske markedet.

Allround-sutur PGLA90 Polyglaktin 910

Resorberbar, **flettet** lilla sutur for de fleste indikasjoner. Et bestselgende suturmateriale til sårlukking i munnhulen. (et alternativ til Vicryl, Novosyn)

- ◆ Lett å håndtere – myk, lite vevsmotstand, fin å knyte og holder knuten
- ◆ Redusert vevsreaksjon grunnet coating (Poly Glykolide-co-L-lactide)

PGLA90 910 Poly **RAPID** (Poly Glykolide-co-L-lactide)

- ◆ Samme gode egenskaper, men med raskere resorpsjon. Beige.

Dental sutur PGC25 Gykolid og kaprolakton (Glykolid-co-epsilonkaprolakton)

Resorberbar, **monofilament** og lilla. Sutur spesielt designet for dental bruk med sin glatte overflate, resorberingsevne og gode håndteringsegenskaper. Førstevalget hos mange tannleger. Denne kan også erstatte dine ikke-resorberbare suturer, og trenger ikke nødvendigvis å fjernes. (Et alternativ til Supramid, Cytoplast)

- ◆ Monofilament: minimal vevsreaksjon og infeksjonsrisiko
- ◆ Høy knutesikkerhet

FL3221	Sutur Atramat PGC25 3/8 sirk. PE16mm 4/0	tilbud: 745,-
FL3332	Sutur Atramat PGLA90 3/8 sirk. PE19mm 4/0	tilbud: 595,-
FL3322	Sutur Atramat PGLA90 Rapid 3/8 sirk. P-PE19mm 4/0	tilbud: 595,-



Combi Touch

// Komplette ultralyd og profylakse



Vi leverer også et universal-avlastningsbord som bidrar til mobilitet og orden for alle dine bord-apparater.

Kvalitet og trygghet

Mectron Combi Touch gir deg ultralydscaler og air-polishing i én og samme maskin. Du kan fjerne supra- og subgingival calculus, skånsomt fjerne misfarginger, belegg og biofilm og rengjøre implantater. Med andre ord: en komplett profylaksebehandling. Og alt er intuitivt og driftssikkert!

Air-polishing – som ikke tetter seg

Det er enkelt å skifte mellom supra- og subgingival behandling, det gjøres med et tastetrykk på displayet, og forenkles ved at det er to pulverbeholdere. En genial refill-funksjon gjør at du enkelt kan fjerne og etterfylle pulverbeholderne uten å slå av maskinen. Dessuten er maskinen konstruert med et luftstrømssystem som forhindrer det som ofte skaper mye irritasjon med Air-polish-apparater: at de tetter seg.

Ultralydapparat

Combi Touch er også et ultralydapparat som kan brukes til f.eks. scaling, perio og endo, med forhåndsinnstilte programmer, som gir riktig effekt. «Intelligent» teknologi gjenkjenner spissen og setter apparatet i rett modus. Touch-displayet har også en knapp for «Soft mode» som er til hjelp når man skal behandle mer sensitive perio-pasienter på en skånsom måte.

FO2360	Mectron combi touch
FZ3000	Avlastningsbord Universal (Mectron)

Tilbud: 77 400,-
Tilbud: 14 950,-

Mectron Air-polishing

// Profylakse – pulverpolering



Enkelt valg av riktig pulver

Det er en jungel der ute av forskjellige typer pulver til Air-polishing. Hvordan navigere til den du trenger? Mectron har to varianter hydrofobiske (hindrer klumper) pulver som dekker behovet.

SOFTM (Mint) og SOFTL (Lemon) – 55 µm

For skånsom, men effektiv fjerning av supragingival biofilm og flekker på emaljen. Fjerner misfarging på grunn av røyk, vin, te, kaffe og andre fargestoffer. Rengjøring av fissurer og kaviteter og kjeveortopediske brackets.


SENSITIVE+ – 25 µm

Glycinbasert. Som SOFT, men enda mer skånsomt. Brukes også subgingivalt, i periodontale lommer og rundt implantater og eksponerte røtter. Minimal-invasivt.

FO2354	Prophylaxis powder Soft Mint (4 x 250g)	Tilbud 1490,-
FO2355	Prophylaxis powder Soft Lemon (4 x 250g)	Tilbud 1490,-
FO2357	Prophylaxis powder Sensitive Glycine (2 x 160g)	Tilbud 978,-

Piezo- og ultralydspisser

// Rikt og variert utvalg



Mer enn 20 års historie

Mectron er selve innovatøren av piezoelektriske kirurgiapparater. Derfor har de også et rikt utvalg av spisser.

Ultralydspisser

Med et bredt spekter av spisser i forskjellige utførelser, vinkler og lengder, kan du bruke ultralydapparatet til scaling, endo (f.eks. lokalisering av kanaler), skånsom ekstraksjon og mye mer.

Piezokirurgi-spisser

Har du en piezo-maskin og utfører mer avansert kirurgi, ser du kanskje etter bensager til å kutte i eller perforere ben, eller instrumenter til hjelp med implantologi-prosedyrer og sinusløft.

Se utvalget på nett

Antall spisser og varianter er for stort til å kunne vise alle her på en halvside, vi oppfordrer deg derfor til å gå inn på

technomedics.no/mectron-piezo-ultralyd-spisser

eller skanne koden til venstre for å se hvilke varianter som finnes.



FO4912	Scalingkit, 5 spisser og torquenøkler	tilbud 4590,-	veil. 5398,-
FO5410	Basic piezokirurgikitt 5 spisser	tilbud 11 350,-	veil. 13 881,-



Willospon®

// Hemostase ved kirurgi

Sjekk
prisen!

Willospon

Willospon® er et sterilt, resorberbart gelatinmateriale (bearbeidet kollagen) med meget gode hemostatiske egenskaper. Det kan brukes ved alle kirurgiske prosedyrer og sårheling.

- ◆ Fullstendig resorbert etter 3 – 4 uker
- ◆ pH-nøytral
- ◆ Kan enkelt kuttes / tilpasses blødningsområdet
- ◆ Plasseres som den er eller fuktet

Willospon Special og Willospon Dental

Leveres i to ulike varianter: kvadratisk svamp og flat membran.

Svamp (Willospon Dental) brukes typisk som innlegg i alveolen etter ekstraksjon.

Membranen (Willospon Special) brukes der hvor det er tilstrekkelig med en kortvarig membraneffekt.

- ◆ Før Willospon plasseres bør arbeidsfeltet skylles godt, og dødt og infisert vev fjernes
- ◆ Willospon er ikke-toksisk og kan brukes i kombinasjon med antibiotika, kjemo-terapeutiske midler eller trombin uten at de hemostatiske egenskapene påvirkes.

FL7335	Willospon Dental 50 stk. (1x1x1 cm)
FL7339	Willospon Special 20 stk (8x5x0,1 cm)

tilbud 498,-	veil. 622,-
tilbud 1395,-	veil. 1695,-

GTO

// Xenograft benerstatning



Tilbud:
- 15 %

Pålitelige resultater uten å høste pasientens eget ben

Flere og flere kirurger foretrekker GTO som benerstatningsmateriale. Hvorfor? Enklere prosedyre og imponerende volum av nydannet ben.

- ◆ Patentert bioteknologi gjør det mulig å bevare kollagenet og porøsiteten i donorvevet
- ◆ Materiale kommer ferdig mikset i en sprøyte
- ◆ «Sticky-bone» konsistens – bygge vertikalt
- ◆ Re-åpning 5 måneder

FL7721 Osteobiol GTO Bone Mix (Porcine) 0,5 cc

tilbud 1550,-

veil. 1896,-

Gel 40

// Xenograft benerstatning



Tilbud:
- 15 %

Perfekt til intern sinus-løft prosedyre

Samme donor og fremstillingsprosess som GTO. Gel40 har mindre granulpartikler (maks 300 µm) og er tilsatt en kollagen-gel. Dette gjør materialet mer tyntflytende. Spissen på sprøyten plasseres opp i fiksturpreparasjonen og materialet sprøytes derfra direkte mot sinushinnen. Man får et løft av hinnen samtidig som materialet plasseres.

- ◆ Lettflytende i sprøyte
- ◆ 60 % granulmiks, 40 % kollagen gel
- ◆ Re-åpning 4 måneder

FL7743 Osteobiol Gel 40 bone gel 0,5 cc

tilbud: 1350,-

veil. 1652,-

Membraner fra OsteoBiol

// Kollagen, kortikal og derma



Lamina – xenogen kortikal membran

Lamina: 100 % kortikalt ben med bevart, naturlig kollagen. Samme produksjonsprosess som GTO. Egnert for vertikale defekter.

Evolution – xenogen kollagen-membran

Evolution består av kraftige kollagenfibre med god motstandsdyktighet. To-lags struktur. Membranen er hydrofil og absorberer væske raskt.

Derma – xenogen graft for bløtvevs-regenerasjon

Derma består av 100 % dermis, laget under overhuden, og brukes for å bedre kvalitet og kvantitet på bløtvevet.

FL7757 Evolution Standard 20 x 20 x 0,4 mm

tilbud 1770,-

FL7785 Derma fine 25 x 25 x 0,9 mm

tilbud 1670,-

FL7770 Lamina curved Medium 35 x 35 x 1,0 mm

tilbud 3447,-

FL7765 Lamina soft 25 x 25 x 0,5 mm

tilbud 2593,-



American Eagle

// Kirurgi og ekstraksjon

Skann QR-koden med mobilen for fullstendig oversikt over utvalget!



Lang historie med kvalitet – ny satsning

American Eagle har utvidet sitt sortiment. Tenger, lukseringsinstrumenter, rothebler, nålholdere, sakser, pinsetter, periostavløsere, nye kassetter og mange flere instrumenter er nå innlemmet i American Eagle-familien. Forutsetningen for å utvide sortimentet har selvfølgelig vært at de nye instrumentene også må være av topp kvalitet – kjennetegnet av presisjon og effektivitet.

Gode kassetter betyr lengre levetid

Instrumenter av høy kvalitet fortjener å bli tatt vare på. Uansett instrumenter – om det er perio-, diagnostikk- eller kirurgiinstrumenter – så er de for verdifulle til ikke å ha en egen kassett. Den nye Galaxie-serien hjelper deg å ta vare på og organisere instrumentene dine.

Tilbud på klassikere

Som en introduksjon til den nye serien instrumenter, gir vi nå 20 prosent rabatt på noen veldig anvendelige og populære produkter:



Saks
La Grange super-cut – S-format, kjent blant mange som «Kristin-saksa»
Tilbud: 1290,-




Periotom
Periotom Ergonomic – fint og grasilt lukseringsinstrument
Tilbud 1290,-



Sårhake
Bishop - en av de mest populære variantene
Tilbud: 795,-

Miljøvennlig og økonomisk



Quik-Tip

// American Eagle XP

Grønt tilbud:

6+1

Økonomisk og miljøvennlig

Nå trenger du ikke kaste hele instrumentet når kutteevnen er svekket. Erstatt bare den ene eller begge tippene og beholder håndtaket. Du sparer ca. 25 % i forhold til et helt instrument. Quik-Tip anvender en enkel og gjennomprøvd skru-mekanisme, som gjør at arbeidsdelene lett kan byttes.

Håndtak

Håndtaket er ergonomisk, ultralett og kan fås i mange farger, slik at du på en enkel måte kan fargekode dine instrumenter.



XP-teknologi

XP-instrumentene er fantastisk skarpe og holder seg skarpe lenge. De er også de mest grasile på markedet. Dermed blir det enklere å komme ned i periodontale lommer og inn i interproksimale rom.

Eksempler:

CG1003-QA	Curette Quik-Tip XP Gracey 3	veil. 512,-
CG1003-QB	Curette Quik-Tip XP Gracey 4	veil. 512,-
SC9006	Quik-Tip handle sort	veil. 313,-
SC4810-QA	Scaler Quik-Tip XP M23 (A)	veil. 512,-
SC4810-QB	Scaler Quik-Tip XP M23 (B)	veil. 512,-
SC9001	Quik-Tip handle blå	veil. 313,-

Flere modeller finnes på www.technomedics.no

Zaparay

// Desinfisering med UVC LED-lys



Tilbud:

59 900,-

Hva gjør du med utstyr som ikke går i autoklaven?

Med Zaparay kan du ved hjelp av UVC-lys desinfisere raskt og trygt. UVC-lys deaktiverer DNA og RNA til mikroorganismer som bakterier, sopp og virus. Hver syklus gir $>100 \text{ mJ/cm}^2$, og dreper 99,9999 % av virus og bakterier. UVC-lys er ikke noe nytt i seg selv, men nå kan du få din egen «skuff» for desinfisering, basert på en ny og bærekraftig teknologi med LED-lys. Dette er allerede i bruk på stadig flere sykehus, tannklinikker og lab'er. Alle klinikker burde ha en Zaparay!

Hva kan desinfiseres med Zaparay?

Med Zaparay kan du trygt (99,9999 %) og raskt (5 min) desinfisere mye av det du vanligvis ikke kan desinfisere, f.eks.:

- ◆ Dentale avtrykk, lupebriller, herdelamper, endomotorer, apekslokatorer, ledninger, guttaperka-brennere, skannerhoder, mobiler etc.

Trygg

Zaparay er BS 8628:2022-sertifisert – som setter standarden for testing av UVC LED desinfeksjon og garanterer høyeste nivå av sikkerhet og renhet.

FO7000 Zaparay Ray-One UVC LED desinfeksjon

tilbud 59 900,- veil. 70 567,-

TotalFill

// Unik sealer og RRM



Rise Shaper: Sterkere og raskere

I TotalFill brukes ingredienser av høyeste kvalitet for å framstille en sealer eller et rotreparasjonsmateriale (RRM) som er optimalisert.

- ◆ TotalFill er patentert – og kan derfor ikke kopieres
- ◆ TotalFill er 100 % keramisk (i motsetning til de fleste andre)
- ◆ TotalFill sealer holder en høy pH mer enn dobbelt så lenge som andre sealere (pH $> 11,7$ etter 28 dager)
- ◆ Bare TotalFill har egne GP-points som er biokeramisk coated, slik at det også blir en kjemisk binding til pointen
- ◆ Med TotalFill har vi nå 17 års klinisk erfaring – det gir trygghet
- ◆ Vi kan vise til over 150 studier
- ◆ TotalFill er brukt i mer enn 50 millioner kanaler

TotalFills egenskaper gjør den til den foretrukne sealeren for spesialister og tannleger verden over.

FH4510 TotalFill BC Sealer, 2 g sprøyte m/15 appl.spisser

tilbud 2072,- veil. 2590,-

FH4506 TotalFill RRM Fast Set Putty, 0,3 g

tilbud 2081,- veil. 2490,-

FH4500 TotalFill RRM putty, 2,5 g

tilbud 5990,- veil. 6990,-

FH4505 TotalFill RRM sprøyte, 1 g

tilbud 3290,- veil. 3790,-

Router X3000

// Endomotoren for alt



Tilbud:
19 900,-

X3000 – den ultimate endomotoren

Router X3000 er den eneste i sitt slag: Her får du en børsteløs motor med integrert apekslokator som kan brukes i hastigheter helt opp til 3300 rpm. Den har både roterende og resiprokerende bevegelser.

Fordeler med X3000

- ◆ Roterende filer – hastighet opp til 3300 rpm.
- ◆ Resiprokerende filer (alle systemer)
- ◆ Innebygget apekslokator
- ◆ Børsteløs motor (ingen friksjon, lang levetid, raskere resiprokerende bevegelser – som er tryggere og mer effektive)
- ◆ Ferdige programmer for FKG-filer (Race EVO, R-motion, XP-endo Rise Shaper, Finisher, XP-endo retreatment)
- ◆ Mulighet for 10 egne programmer (roterende / resiprokerende)


Med Rooter X3000 får du en endomotor av meget høy kvalitet. Den har alle de egenskapene du kan trenge i endodontien nå og i fremtiden.

FH7791 Rooter X3000 endomotor

tilbud 19 900,- veil. 27 584,-

Race EVO

// Roterende rEVOlusjon



Race EVO representerer et virkelig framskritt i roterende endo. En ny og unik varmebehandling gjør filene imponerende fleksible og motstandsdyktige mot brekkasje, langt mer enn noe annet Ni-Ti-system.

- ◆ Ekstremt fleksible og effektive
- ◆ Kan prekontureres for enklere tilgang til kanalen
- ◆ Enkel sekvens med få filer: 15 / .04 (glide path), 25 / .04 og 30 / .04.

Kan brukes i åtte kanaler.

FH8321 Race EVO .04-sekvens (15-25-30 / .04) – 25 mm

tilbud: 549,- veil. 672,-

FH8356 Race EVO 40 / 04 – 25 mm, 6 stk

tilbud: 1098,- veil. 1343,-

FH8361 Race EVO 50 / 04 – 25 mm, 6 stk

tilbud: 1098,- veil. 1343,-

Rise Shaper – Finisher

// Virkelig 3D-rensing



Rise Shaper: Sterkere og raskere

XP-endo Rise Shaper er en ny og forbedret utgave av XP-endo Shaper, filen som med sin unike slangefasong gir en fantastisk 3D-utrensing med bare én fil. Hva er nytt?

- ◆ Ekspanderer mer
- ◆ Ny, forbedret spiss
- ◆ Bedre forutsigbarhet
- ◆ Raskere i bruk
- ◆ Rimeligere

Finisher: Avsluttende fil for alle systemer

Finisher gir deg virkelig 3D-rensing av kanalen. Kan behandle rotkanaler uansett morfologi. Finisher finnes i to utgaver:

Finisher (25/.00). Brukes sammen med irrigasjonsvæske som avsluttende fil etter utrensing. Renser grundig og avvirker ikke dentin. Spesielt i buede kanaler virker Finisher bedre enn ultralyd.

Finisher R (30/.00). For revisjon. Litt større og noe stivere. Avvirker ikke dentin.

Finisher bør brukes som avsluttende fil uansett hvilket system du bruker, roterende eller resiprokerende.

FH8435	XP-Endo Rise Shaper, 25 mm, 6 stk.	tilbud 2150,-	veil. 2548,-
FH8440	Finisher 25/.00, 25 mm, 3 stk.	tilbud 1190,-	veil. 1437,-
FH8445	Finisher R 30/.00 - 25 mm 3 stk.	tilbud 1190,-	veil. 1437,-

R-motion

// Trygg. Enkel. Minimal invasiv.



Unik resiprokerende fil

R-motion er noe virkelig nytt innen resiprokerende endo. Den innovative utformingen av filene og den unike varmebehandling gjør R-motion til noe helt nytt og langt bedre enn de resiprokerende systemene som har vært på markedet i mange år.

- ◆ Lavere taper (04) gir langt bedre fleksibilitet.
- ◆ Minimal invasiv som følge av lavere taper
- ◆ Bedre transport av dentin gir bedre irrigasjon
- ◆ Ekstremt «smooth» – opptil 42 % lavere screw-in-effekt
- ◆ Kan brukes med alle resiprokerende motorer
- ◆ Kan prekontureres for enklere tilgang til kanal

FH8651	R-motion 30 blå (30/.04), 25 mm, 3 stk	tilbud 749,-	veil. 898,-
FH8656	R-motion 40 sort (40/.04), 25 mm, 3 stk	tilbud 749,-	veil. 898,-
FH8661	R-Motion 50 gul (50/.04), 25 mm, 3 stk	tilbud 749,-	veil. 898,-

Ai-Pex

// Apekslokator + pulpatester



Med Ai-Pex får du apekslokator og pulpatester i ett. Her har du det du trenger, i én avansert og elegant enhet.

Dette får du med Ai-Pex:

- ◆ **Nøyaktig apekslokator**
Automatisk kalibrering ved oppstart.
Måler nøyaktig i tørre og våte kanaler, i både enkle og komplekse.
- ◆ **Nøyaktig pulpatester**
Nøyaktig måling av vitalitet.
Kommer med to vitalitetssonder (standard + under kronekanten).
- ◆ **Imponerende design**
Kan roteres 360° og vinkles optimalt.
3,8 tommers LCD berøringsskjerm i fire farger.
Oppladbart batteri (2000 mAh).

Mange endospesialister har valgt Ai-Pex. De har gitt særdeles positive tilbakemeldinger.

FH7240 Ai-Pex apekslokator/pulpatester

tilbud 8990,- veil. 12 144,-

Fi-P

// Pålitelig Gutta-cut

Se
prisen!



Rask og effektiv gutta-cut

Fi-P er en trådløs og lett Gutta-cut for kutting og kondensering av guttaperka. Dårlige Gutta-cut'ere skaper stor frustrasjon og mye unødvendig tidsbruk. Unn deg en god Gutta-cut!

Fi-P har egenskaper du vil sette pris på:

- ◆ Innstillbar temperatur: 150-180-200-230 °C
- ◆ Varm på mindre enn et sekund
- ◆ Leveres med 4 spisser: 55/08, 55/06, 45/04, 40/04
- ◆ Variabel posisjon av spisser for enkel tilgang til kanal
- ◆ Display kan skiftes mellom høyre-/venstrehandt
- ◆ God batterikapasitet – 1000+ behandlinger mellom ladinger
- ◆ Meget hyggelig pris!

FH7140 Gutta-Cut Fi-P – hvit

tilbud 7900,- veil. 9516,-

Priseeksempler:

FH7147 Gutta-Cut Fi-P spiss 55/10

712,-

FH7146 Gutta-Cut Fi-P spiss 55/08

712,-




Kepler Reflekt 4.0x

// Prismatisk ergo-lupe fra ExamVision



Avslappet og naturlig ergonomi



Optimalisert perifert syn

En ny standard for reflektiv optikk

Kepler Reflekt setter en ny standard innen prismatiske lupesystemer, med overlegen ergonomi og enestående perifert syn. Dette er den første prismatiske ergo-lupen fra ExamVision, designet for å gi maksimal komfort og effektivitet gjennom hele arbeidsdagen.

Ergonomi i verdensklasse

Kepler Reflekt tillater en arbeidsvinkel på opptil 65 grader, noe som gir brukeren muligheten til å sitte nesten helt oppreist med en naturlig nakkeholdning. Dette reduserer belastningen på rygg og nakke betraktelig, og gir optimal arbeidskomfort, selv under langvarige prosedyrer.

Lettvektsdesign med avanserte materialer

Det strømlinjeformede lupehuset er produsert av slitesterkt magnesium og titan, noe som gir en ideell kombinasjon av styrke og lav vekt. Selve okularene veier kun 36,9 gram, noe som gjør Kepler Reflekt til en av de letteste løsningene på markedet.

Optimalisert perifert syn

En unik egenskap ved Kepler Reflekt er det forbedrede perifere synet, som gir brukeren full oversikt over omgivelsene uten å måtte fjerne lupene. Prismet er spesielt designet og snudd for å gi enestående kant-til-kant klarhet, noe som er spesielt viktig for presisjonsarbeid.

Book en demo:

Finne din selger der du bor: technomedics.no/om-oss.

Send oss en mail til: post@technomedics.no eller ring oss på: 69 88 79 20



ExamVision

// Spesialtilpassede lupebriller til alle behov



Ditt viktigste arbeidsverktøy!

Optimal forstørrelse, maksimal skarphet, fantastisk dybdeskarphet og korrekt ergonomi er noen av de unike fordelene du oppnår med en skreddersydd lupebrille.

Hva er dine behov?

ExamVision kan dekke det! Med et bredt utvalg av 13 forstørrelser i fire forskjellige lupesystemer vil du helt sikkert finne det du har behov for.

- ◆ Galilei Essential – 2.5× og 3.0×
- ◆ Galilei HD – 2.3×, 2.8×, 3.3× og 3.8×
- ◆ Kepler Kompakt – 3.5×, 4.6× og 5.7×
- ◆ Kepler Reflekt – 4.0× prismatiske lupur
- ◆ Kepler Advanced – 4-i-1 (3.6×, 4.5×, 5.5× og 6.4×)

Individuell tilpasning

Det unike linsesystemet leverer en fantastisk klarhet og dybdeskarphet og et maksimalt synsfelt. Ditt behov for synskorrigerende og din egendefinerte arbeidsavstand bygges inn i lupene. Dette bidrar til en optimal ergonomisk arbeidsstilling.

Med riktig lys blir det komplett – se vårt utvalg her:
technomedics.no/examvision-lys-2



Book en demo:
Finn din selger der du bor: technomedics.no/om-oss.
Send oss en mail til: post@technomedics.no eller ring oss på: 69 88 79 20

Leasing fra:

4980,-
pr. mnd.

Tilbud stol:

22 650,-

(- 25 %)
(gjelder ved kjøp
av mikroskop)



2.1x




3.2x




5.1x



8.0x



12.8x



19.2x

Global

// Dentalmikroskop



En god stol med støtte til armene vil hjelpe deg til å jobbe uanstrengt og nøyaktig.

Et nytt nivå av presisjon

Mikroskopene i Global A-serien gir deg forstørrelse fra 2.1x–19.2x. Dette gjør det mulig å se flere detaljer med høyere presisjon under enhver behandling.

Noen fordeler ved å velge Global

- ◆ **Minimalt med elektronikk:** Mekaniske innstillinger har vist seg veldig holdbare. Gir minimalt servicebehov på mikroskopet
- ◆ **Lys:** Den beste lyskilden. LED-lys (100 000 lux) med integrert kompositt- og kirurgifilter. Ingen støyende vifte eller pærer som må skiftes
- ◆ **Oppgradering:** Kan lett oppgraderes med tilleggsutstyr eller bygges om senere

Fleksibilitet

Global mikroskop leveres i tre utgaver der forskjellen er trinnene i optikken:

A3: 3.2x – 6.4x – 12.8x

A4: 3.2x – 5.1x – 8.0x – 12.8x

A6: 2.1x – 3.2x – 5.1x – 8.0x – 12.8x – 19.2x

Montering – her er det flere muligheter: mikroskopet kan takmonteres, veggmonteres, gulvmonteres eller en mobil variant på hjul.

Kontakt oss for en vurdering av hvilken modell som dekker behovet på klinikken din best!

FroggyMouth

// Orofacial myofunksjonell tillæring



Tilbud:

4+1



Se vår hjemmeside for illustrerende videoer og brosjyrer: technomedics.no/froggy-mouth



Ofte stilte spørsmål – sjekk ut vår FAQ-seksjon på technomedics.no/froggy-mouth-faq

Hva er FroggyMouth?

FroggyMouth er det første anoetiske* myofunksjonelle orofasiale rehabiliteringsapparat. FroggyMouth tvinger leppene fra hverandre under svelging og hindrer på den måten sugende svelging. Pasienten finner selv ubevisst en ny måte å svelge på. Dette gjøres ved nevrologisk rehabilitering av musklene i tungen og ansiktet. FroggyMouth er utviklet av Dr. Fellus ved Robert Debré Hospital i Paris.

Gjenopprett pust gjennom nesen

FroggyMouth korrigerer tungeposisjonen og gjenoppretter pust gjennom nesen. Brukes 15 minutter hver dag. FroggyMouth kan i løpet av bare noen uker endre atypisk svelging og framtvinge et bedre svelgemønster – den hjelper brukeren til å puste gjennom nesen. Dette oppnås ved å stimulere det ubevisste nervesystemet.

FroggyMouth kan brukes av både voksne og barn, 15 minutter hver dag, for å:


- ◆ få tungen i rett posisjon
- ◆ unngå munnpusting
- ◆ oppnå stabilitet av kjeveortopedisk behandling

* Ubevisst (nevrologisk opplæring av musklene i tungen og ansiktet)

FZ1800	FroggyMouth Small	852,-
FZ1801	FroggyMouth Medium	852,-
FZ1802	FroggyMouth Large	852,-

AMCOP

// Tidlig kjeveortopedisk intervensjon



AMCOP
BIG ACTIVATOR

Ny tilnærming til kjeveortopedi

Elastodonti og bioaktivatorer er flotte hjelpemidler for å oppnå et mer stabilt bitt med god funksjon og estetikk. AMCOP er apparatur for tidlig guiding av kjeve og tenner i deres vekst og utvikling. Ved slik tidlig kjeveortopedisk intervensjon vil behovet for større kjeveortopediske behandlinger **reduseres**. Bioaktivatorene virker på kjeve, tenner, tunge og muskler i ansiktet.

Elastodonti og bioaktivatorer

AMCOP påskynder og fremmer rett vekst og utvikling av tenner og kjeve. Tannbuen vil justeres, tenner kommer i rett posisjon og okklusjonen blir riktig. Man kan ved denne behandlingen unngå eller minimalisere malokklusjon.

Fordeler ved AMCOP

- ◆ Fremmer vekst mandibulært og maksillært og en korrekt formet tannbue
- ◆ Gir resultat som er stabilt over tid. Reduserer behovet for ekstraksjon
- ◆ Brukes på pasienter i vekstalder og voksne. Raske og smertefrie kontroller



Ønsker du mer informasjon om AMCOP? Scan QRkode for gratis webinar (engelsk undertekst og slides) på YouTube: www.youtube.com/watch?v=Yz_QVIUmmxI

American Eagle

// Komposittinstrumenter

Komposittinstrumenter i XP

Komposittinstrumentene fra American Eagle har samme overflateteknologi som de populære XP-tannrensningsinstrumentene. XP gir en superhard, ripefri og glatt overflate som hindrer komposittet å klebe til instrumentet.

Til høyre ser du et utvalg av komposittinstrumenter med XP.

Tilbud:

6 + 1



PB8110 Kulestopper, M5 Pack Pris: 998,-



KA4005 Composite M5 Anter Pris: 998,-



KN2110 Carver M5 Pris: 1184,-



KO3115 Composite M5 Mini Pris: 998,-



KO4415 Composite M5 Sculpt Pris: 998,-

American Eagle

// Kvalitets-sonder

Sonder med høy taktilitet

Et instrument med riktig utforming, i riktig stålqualität og med riktig håndtak gir virkelig høy taktilitet. Arbeidsspissen er tilnærmet ubrytelig: stiv, men likevel fleksibel, noe som gir lengre levetid.



SO1000-EX Sonde 9, Eaglelite Pris: 392,-



SO2060-EX Sonde 9/17, Eaglelite Pris: 532,-




LS1030-EX Kombinert sonde 9/lommedybde måler 2-12 Pris: 834,-

Tilbud:

6 + 1

Tilbud
 Komplett kassett
 m/vinkelstykke:

12 990,-



Vedlikeholdskassett

// Perio & implantater



Labrida BioClean® er skånsom, men likevel effektiv til vedlikehold og rengjøring av implantater og tenner.

Vi har i samarbeid med spesialist i periodonti Caspar Wohlfahrt laget en vedlikeholdskassett til perio. I kassetten har du alt du trenger for å gjøre god diagnostisering og utføre vedlikeholdsbehandling av dine periopasienter. Inneholder bl.a.:

- ◆ **Lommedybdemåler Williams.**
Markering 1-2-3-5-7-8-9-10 mm. For lett og hurtig å kunne bestemme dybden på periodontale lommer.
- ◆ **Sonde 11/12** for subgingival sondering. Unik i posteriore områder hvor tilgjengeligheten ofte er krevende.
- ◆ **Nabers 2.** For å måle lommedybde og defekter ved furkasjonsinvolverte tenner. Markeringer 3-6-9-12 mm.
- ◆ **Pinsett.** Designet for effektiv arbeidsfunksjon og kontroll. Feilfri gripeevne med bransjer som aldri krysser hverandre.
- ◆ **Oscillerende vinkelstykke** fra NSK. Maks hastighet 3000 rpm. 80° oscillerende. Anbefales til bruk av **Labrida**.

Se QR-kode for å se nærmere på instrumentene.
 (technomedics.no / vedlikeholdskassett)

Du kan selvfølgelig supplere og fjerne elementer etter eget ønske, erfaring og behov.



FJ6701	Labrida BioClean børste 5 stk.	tilbud 1698,-	veil. 2078,-
46919/46921	Komplett oscillerende vinkelstykke	tilbud 5393,-	veil. 10 785,-
IK6200	Vedlikeholdskassett til perio	tilbud 12 990,-	veil. 19 162,-

Ivener

// Komposittfasetter



«Injection molding veneers» – spar tid og penger

Ivener har en rett anatomisk fasong som gjør at du enkelt kan lage vakre **komposittfasetter** med korrekt form og fasong på få minutter. Med dagens gode flow komposittmaterialer kan dette være et godt alternativ til langt mer kostbare løsninger.

Eksempler på indikasjoner:

- ◆ Skallfasetter
- ◆ Misfargede tenner
- ◆ Temporær løsning i påvente av permanent restaurasjon
- ◆ Alle klasse III, IV og V restaurasjoner
- ◆ Utilfredsstillende estetikk, men kjeveortopedi ikke indikert
- ◆ Tapptenner
- ◆ Tannslitasje
- ◆ Estetisk mock-ups

Les mer om Ivener her: technomedics.no/ivener

FC4505	Ivener Starter set, 12 stk.	tilbud 990,-	veil. 1467,-
FC4501	Ivener fullt kit, 64 stk. ass.	tilbud 4980,-	veil. 6369,-
FB4251	G-aenial Universal Injectable A2, 1,7 g		723,-

HRi BioFunction

// Kompositt uten Bis-GMA



HRi BioFunction inneholder hverken Bis-GMA eller frie nanopartikler. Komposittet er fullstendig biokompatibelt for å sikre perfekt integrering uten at det frigis noen toksiske stoffer.

- ◆ Inneholder ikke Bis-GMA
- ◆ Inneholder ikke frie nanopartikler
- ◆ Samme motstandsdyktighet mot mekanisk slitasje som gull
- ◆ Supre håndteringsegenskaper – formbar uten å klebe seg til instrumentet

FB2810	HRi Bio Function emalje skrusprøyte (5 g) BF 1	1555,-
FB2811	HRi Bio Function emalje skrusprøyte (5 g) BF 2	1555,-
FB2812	HRi Bio Function emalje skrusprøyte (5 g) BF 3 (mest hvit)	1555,-
FB2822	HRi Bio Function dentin skrusprøyte (5 g) BD2	1555,-
FB2823	HRi Bio Function dentin skrusprøyte (5 g) BD3	1555,-
	Flere farger tilgjengelig	



Super-Bond Brush-dip

// Periosplinting



Enkelt og effektivt

Nå kan du fikse mobile tenner uten bruk av metallvaier, glassfiber eller adhesiver. Super-Bond Brush-dip gir deg en sterk og fleksibel splinting, som også er enkel å fjerne dersom det skulle være ønskelig.

1. Væt børsten med blandingen av base og catalyst
2. Dypp børsten i pulveret og gjør en sakte sirkelbevegelse med børstens tipp på overflaten av pulveret. Vent et sekund for å la pulver og væske blande seg godt på tuppen av børsten. Dette vil forme materialet til en liten ball.
3. Påfør materialet på etsset emalje, la det herde i fem minutter.

Hvorfor er Brush-dip helt unik?


I motsetning til andre resin-sementer vil Super-Bond danne en fleksibel og elastisk bonding. Denne elastisiteten vil kompensere for de mobile tennenes bevegelse uten å frakturere. Bruker man for eksempel kompositt, får man en rigid, stiv konstruksjon som over tid med stor sannsynlighet vil frakturere eller løsne.

FG1105 Brush & Dip Starter kit (Super-Bond)

tilbud 3990,- veil. 4882,-

Tri Hawk

// Hardmetallbor



Hardmetallbor på rull

- ◆ Kutter alle typer metaller og emalje
- ◆ Kutter like godt vertikalt som horisontalt
- ◆ Boret har seks skjærende blader og kutter derfor jevnere og mer effektivt enn andre bor
- ◆ Boret transporterer ut materialet det kutter i

BHT137-012FG

Tri Hawk Talon 12, 100 stk.

tilbud 4990,-

veil. 5996,-

Riva Star Aqua

// Sølvfluorid



Tilbud:

- 15 %

Riva Star Aqua – 5 Star Award i Dental Advisor

Riva Star Aqua er et vannbasert sølvfluorid-materiale (AgF), et anti-karies middel, til å arrestere karieslesjoner og behandle hypersensibiliteter.

- ◆ Ingen dårlig smak eller lukt av ammoniakk/metall
- ◆ Det er ikke behov for å beskytte bløtvev med kofferdam
- ◆ Ingen bløtvevsirritasjon
- ◆ Minimal risiko for misfarging av tannsubstans

FH6097 Riva Star Aqua kit (kapsler – 10 behandlinger)

tilbud 1950,-

veil. 2254,-

FH6098 Riva Star Aqua (flasker – ca. 30 behandlinger)

tilbud 2294,-

veil. 2699,-

Zirkoniakutter

// Tri Hawk diamantbor



Effektiv zirkoniakutter

- ◆ Diamantbelegg laget av 100 % naturlig diamant
- ◆ Ekstra grove diamantpartikler og særdeles sterk bonding
- ◆ Kutter meget effektivt uten å bli slitt etter kort tid

BDT198S-018XC Diamantbor for zirkonia, 25 stk.

tilbud 1290,-

veil. 1531,-

BDT198-018XC Diamantbor for zirconia, 100 stk.

tilbud 3990,-

veil. 5114,-

EndoCowboy

// Sikker og forutsigbar filfjerning



EndoCowboy – sikker og forutsigbar

Med EndoCowboy® er det mulig å få tak i, løse og fjerne frakturerte filer på en sikker og forutsigbar måte. EndoCowboy er et «micro-lasso-verktøy» av meget høy kvalitet. Det kan justeres nøyaktig og gjør det mulig å gripe tak i filer selv dypt nede i kanalen gjennom en minimal invasiv tilgang.

En spiss på kun 0,4 mm med en standard lasso på 0,1 mm (med en imponerende strekkstyrke) gjør det mulig å respektere rotkanalanatomien når du fjerner frakturerte instrumenter.

EB2040 EndoCowboy kit m/6 lasso-tipper

tilbud 20 990,-

Bosklein

// Alkoholfri overflatedesinfeksjon



Overflatedesinfeksjon for lupebriller etc.

Boskleins splitter nye alkoholfrie ZERO-formel gjør disse klutene ideelle til bruk på overflater som er følsomme for alkohol: Lupebriller, touch-screen, plastoverflater på ulike apparater, ja de fleste ikke-porøse, avtørkbare overflater – inkludert tannlegestoler. Bosklein er et svært effektivt rengjørings- og desinfeksjonsmiddel. Det er designet primært for tannleger og medisinsk sektor. Tidligere leverte vi disse klutene under navnet **ExamVision desinfeksjonskluter**, men nå tar vi dem rett fra produsenten.

EN14476
VIRUS TESTED

100%
ALCOHOL
FREE

CONTACT
60 SEC

APPLE
AROMA

18gsm
EVERYDAY
WIPE

200
LARGE
WIPES

FJ6290 Bosklein V-Wipe Desinfeksjonskluter 200 stk.

tilbud 346,-

veil. 399,-

FJ6291 Bosklein V-Wipe Desinfeksjonskluter (refill)

tilbud 273,-

veil. 315,-

NicTone

// Kofferdam som ikke revner!



Kan strekkes opptil 800 % uten å revne

NicTone kofferdam blir anbefalt av spesialister verden over. Selv med flere hull i duken vil du kunne strekke den 800 % uten at den revner. Unngå frustrasjonen ved kofferdamduker som ryker! Størrelse 15 x 15 cm, 36 stk.

- ◆ Høykvalitets lateks
- ◆ Lavt pulverinnhold
- ◆ God evne til å holde gingiva borte

FH5170 Nic Tone, 36 stk. medium svart

tilbud 395,-

veil. 453,-

FH5172 Nic Tone, 36 stk. medium blå



tilbud 395,-

veil. 453,-

FH5182 Kofferdam Nic Tone, lateksfri, medium, blå

tilbud 459,-

veil. 515,-



Arbeidskurs i kirurgiske ekstraksjoner

Bli med på kurs for å utvide ditt kompetanseområde innen ekstraksjon av visdomstenner. Kurset holdes 25. april på Colosseum Academy i Oslo.

Lær av oralkirurg Hanne Kleven Ingstad med assistent. Ta med deg assistenten din og bli med på en givende kursdag i Oslo sammen!



Les mer på technomedics.no/kurs, eller skann QR-koden over.

Kunne du tenke deg å motta våre nyhetsbrev?

Besøk www.technomedics.no/nyhetsbrev eller skann QR-koden til høyre med mobilen din.

